

SFIGMOMANOMETRI KOBOLD - ORIGINALI ERKA

- 32691 KOBOLD NERO - bracciale grigio - 223.20493
- 32695 SET KOBOLD GRIGIO - 3 bracciali nylon "superb" pediatrici - 227.71.393
- 32696 SET KOBOLD GRIGIO - 6 bracciali nylon - 227.71.193

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato Ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Nuova tecnologia con presa d'aria dalla capsula del manometro con membrana in lega di rame-berillio e tempera speciale. I codici 32691, 32695 e 32696 sono senza lattice. Prodotto in Germania.

BRACCIOLI ERKA "SUPERB" GREEN

Tutti i bracciali ERKA Green sono privi di lattice, PVC e ftalati ed ognuno è testato individualmente e garantito per 50.000 cicli di insufflazione. Le dimensioni e le indicazioni per il posizionamento sono chiaramente indicate per misurazioni il più possibile precise. I materiali morbidi, facili da disinfettare, biocompatibili garantiscono il massimo comfort al paziente. Conforme alle norme standard ANSI/AAMI SP10

- 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 1 TUBO 20,5 - 28 cm - grigio
- 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 1 TUBO 27-35 cm - grigio - ricambio



32691

ERKA.



32696

CE 0124

Comprende 6 bracciali per le circonferenze del braccio superiore indicate qui sotto

Cosciale 42-54 cm Adulti large 34-43 cm Adulti 27-35 cm Ragazzi 20,5-28 cm Bambini 13-20 cm Neonati 10-15 cm



CE 0124

Ragazzi 20,5-28 cm Bambini 13-20 cm Neonati 10-15 cm

32695

ERKA PERFECT



32688

Bracciali Erka Superb Green. privi di PVC e ftalati e lattice


ERKA.

- 32688 ERKA PERFECT ANEROIDE - 201.204.82 - quadrante Ø 48 mm - 2 tubi
- Sfigmomanometro tradizionale con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili, bracciale in velcro e astuccio.
- manometro in ottone cromato
 - 2 tubi con membrana di protezione
 - scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%
- Produzione tedesca. 3 anni di garanzia.

BRACCIALI "SUPERB" GREEN 2 TUBI

- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 20,5-28" cm
 - 32899 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 27-35" cm
 - 32900 BRACCIALE ADULTO LARGE "SUPERB" 34-43" cm
- *Circonferenza braccio

ERKA SWITCH



32698

ERKA.

- 32698 ERKA SWITCH 2.0 - CONFORT quadrante Ø 56 mm - 1 tubo - 293.204.93
- Eccellente ergonomia e facilità di adattamento per destri e mancini. Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. Ricopertura della scala resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con astuccio. Prodotto in Germania. Garanzia: 4 anni sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.

ERKA SWITCH



32697

ERKA.

- 32697 ERKA SWITCH SIMPLEX - Ø quadrante 56 mm - 2 tubi - 294.408.94
- Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici ed è infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con astuccio. Prodotto in Germania. Garanzia: 2 anni.