

ERKA VARIO DA TAVOLO, PARETE E MOBILE - PRODUZIONE TEDESCA

- 32671 VARIO - tavolo - 285.24.481
 - 32672 VARIO - da parete - 285.20.481+295.00.003
 - 32673 VARIO - su carrello Ø 50 cm + 285.20.481+295.00.003
- Sfigmo di qualità superiore, prodotto in Germania per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio polverizzato, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.
- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20.5-28 cm (circonf. braccio)
 - 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm (circonf. braccio)
 - 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm (circonf. braccio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza con cestino:	260 mm (32672-3)
Larghezza con cestino:	180 mm (32672-3)
Profondità con cestino:	120 mm (32672-3)
Campo di misurazione:	0-300 mmHg ± 3 mmHg
Peso con il cestino:	1,350 g
Altezza della base:	830-1360 mm (regolabili)
Ø Tubo:	18-25 mm
angolo di orientamento:	fino a 60°

32671



BIG BEN® RIESTER: PRODUZIONE TEDESCA

- 32742 BIG BEN - da rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
- 32743 BIG BEN - da parete

Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra

- 32746 BIG BEN - su carrello Ø 55 cm


Sfigmomanometro aneroido con quadrante di 147 mm di diametro e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg.

Bracciale velcro nero, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale.

Latex free. Di qualità elevata: produzione tedesca.

- 32766 MORSETTO ROTAIA

Morsetto universale (per cod. 32742) per ogni rotaia.



SFIGMO DAYTON

CE 0123

Ampio cesto con spazi per il bracciale

32745



- 32745 SFIGMO DAYTON - da tavolo/parete
- Fornito con ampio display (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. fissaggio a muro. Dimensioni: 130x130x135 mm - peso: 180 g. Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.

SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO

CE 0476

Contenitore in plastica



CE



CE



- 32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete
 - 32747 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello
- Provisto di cestello in ABS per riporre il bracciale. Provisto di carrello in acciaio inossidabile. Altezza regolabile con 5 rotelle.

Tutti gli sfigmo Dallas sono dotati di quadrante extra large (Ø 150 mm) per una lettura più facile, bracciale calibrato in nylon nero, sistema di gonfiaggio in lattice di qualità. Scala 0-300 mmHg.