

ERKAMETER 3000

- 32699 SFIGMO ERKAMETER 3000 - CON BRACCIALE ERKA SUPERB GREEN - 177.264.81

Misuratore di pressione a mercurio, elegante e preciso, ideale per ambulatori e cliniche. Modello da tavolo, trasportabile, fornito in un astuccio in pregiata materia sintetica ABS, con bracciale in velcro verde lavabile. Qualità ERKA brevettata e resistente nel tempo con un design avvincente.

Sistema capillare ERKA:

- sistema capillare infrangibile, sostituisce il tradizionale tubo di vetro e previene ogni perdita di mercurio; sezione capillare quadrata per la lettura di qualsiasi valore senza parallasse
- oltre il 40% di mercurio risparmiato per un migliore impatto sull'ambiente.

Produzione tedesca

ERKA.

Bracciale privo: di lattice, PVC, ftalati. Taglia 4 (per circonferenza braccio 27-35 cm)



- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20.5-28 cm (circonf. braccio)
- 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm (circonf. braccio) - ricambio
- 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm (circonf. braccio)

Sfigmomanometri a mercurio vendibili solo ad operatori professionali

DIPLOMAT CLASSICO

- 32753 DIPLOMAT CLASSICO - grigio

Sfigmo tradizionale a mercurio, da tavolo in cassetta metallica leggera, rubinetto per chiusura mercurio e bracciale con velcro. Latex free.

Colonnina di vetro di precisione con sistema capillare 4,2 mm $\pm$ 0,2 mm

Gamma di lettura 0-300 mmHg.

Produzione tedesca.

- 32882 COLONNA GRADUATA - ricambio

Riester

CE 0124



SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO
Nuova linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Garantisce risultati precisi e rispetta l'ambiente. Insufflazione e sfiatamento manuali. Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSC (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg. Non adatto all'uso pediatrico.

Display retroilluminato

NON TOSSICO
PROTEZIONE
AMBIENTE

32800

- 32800 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo
- 32801 SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con vano bracciale

CARATTERISTICHE TECNICHE (32800, 32801)

Dimensioni: 360x96x66 mm (32800)
Campo di misurazione: 20-280 mmHg
Precisione: $\pm$ 3 mmHg
Alimentazione a batteria

- 32758 UM-101 SENZA MERCURIO

Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, alternativo alle classiche colonne a mercurio - pressione sanguigna auscultatoria, misurazione senza mercurio

- pulsante segnalazione del livello pressione per utili richiami
- lettura digitale pulsazioni
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati.

Display numerico:
pressione 0-300 mmHg $\pm$ 3 mmHg,
pulsazioni 30-200 battiti/minuto $\pm$ 5%
Display barra della pressione:
20-280 mmHg $\pm$ 4 mmHg
Alimentazione: 2x1,5V batterie alcaline

CE 0366

AND

Produzione Giapponese

