


SFIGMO A MERCURIO: DA PARETE, ROTAIA, O SU CARRELLO



Linea EMPIRE - Produzione tedesca

- 32762 EMPIRE per rotaia - rotaia e morsetto non inclusi
- 32766 MORSETTO per rotaia (per cod. 32762)
- 32763 EMPIRE murale
- 32765 EMPIRE su carrello Ø 55 cm

Sfigmomanometro a mercurio economico ed elegante, realizzato in materiale sintetico e robusto.

Girevole fino a 65° in tutte le direzioni.

Colonna di precisione di vetro con diametro interno 4,2 mm ± 0,2 mm. Quadrante con scala graduata di facile lettura. Valore massimo 300 mmHg. Chiusura di sicurezza per il mercurio. Cestello porta accessori. Tubo a spirale estensibile fino 3 m. Intervallo di errore max di ± 3 mmHg. Piantana a 5 rotelle Ø 5 cm. Con monopalla latex free e valvola di sfiato cromata. Kit di montaggio non incluso.

- 32883 COLONNA GRADUATA - ricambio per EMPIRE



SFIGMO DA TAVOLO A MERCURIO A MERCURIO, MURALE SU CARRELLO



SFIGMO MERCURIO

Sfigmomanometro a mercurio tradizionale da tavolo con cassetta in metallo, provvisto di bracciale in nylon e anello a D in metallo.

- colonna di mercurio Ø 3,5 mm di facile lettura
- sistema di chiusura on/off (campo 0-300 mmHg)
- confezionato in scatola di cartone
- velocità di sfiatamento a rubinetto chiuso: 4 mm/Hg/min
- scala graduata ogni 2 mmHg, con graduazioni maggiori ogni 10 unità

Confezionamento singolo in scatola di cartone. Privo di lattice e PVC.

Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI COLORATI STAR - YTON	Colore bracciale	Colore custodia
32755	Sfigmo mercurio Star - blu - adulti	[Blue]	[Blue]
32756	Sfigmo mercurio Star - verde - adulti	[Green]	[Green]
32757	Sfigmo mercurio Star - rosso - adulti	[Red]	[Red]
32750	Sfigmo mercurio Yton - grigio/blu adulto	[Grey]	[Blue]
32759	Sfigmo mercurio Yton - pediatrico	[Grey]	[Grey]



LINEA YTON - Produzione cinese

- 32760 SFIGMO A MERCURIO YTON murale
- 32769 SFIGMO A MERCURIO YTON su carrello

Sfigmomanometri con scala 0-300 mm Hg, bracciale in nylon con chiusura velcro (2 tubi) e scomparto portaoggetti. Privo di lattice e PVC.