

MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI GIMA



Grande display LCD per facilitare la lettura

CE 0476

Data e ora

INSUFFLAZIONE E SFIATAMENTO AUTOMATICO

Entrambi i prodotti sono forniti con manuale e confezione multilingua (inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese, greco)



CE

32787

32786

- 32787 SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO GIMA
 - 32788 BRACCIALE DI RICAMBIO - adulto
- Misuratore di pressione automatico dal design innovativo:
- sistema one-touch
 - tempo di misurazione di 30 sec per una pressione sanguigna normale
 - utilizzabile da 4 persone/25 memorie ciascuna
 - sistema di risparmio energetico

- 32786 SFIGMO AUTOMATICO DA POLSO GIMA
- Misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:
- insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
 - ampio display LCD con data e ora
 - utilizzabile da 2 persone / 60 memorie ciascuna
 - sistema di risparmio energetico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodi di misurazione: sistema oscillometrico
 Display: pressione sistolica, diastolica e pulsazioni
 Campo di misurazione: 20-280 mmHg (pressione bracciale)
 40-195 battiti/min (pulsazione)

Precisione: Pressione: ± 3 mmHg
 Pulsazioni: $\pm 5\%$ delle letture

Alimentazione: 4x "AA" batterie
 Dimensione: 140x120x70 mm
 Peso: 300 g (batterie escluse) Bracciale: 22-34 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodi di misurazione: oscillometrico
 Campo di misurazione: Pressione 20-280 mmHg
 Pulsazioni 40-195

Precisione: Pressione: ± 3 mmHg
 Pulsazioni: $\pm 5\%$ delle letture

Alimentazione: 2x "AAA" batterie
 Dimensione: 80x60x75 mm
 Peso: approssimato 130 g (batterie escluse)
 Bracciale: 13,5 - 19,5 cm


SFIGMO AMBULATORIALE

CE 0476

INDICAZIONE LUMINOSA OMS

INDICAZIONE LUMINOSA DEL LIVELLO DI IPERTENSIONE

- Ipertensione severa
- Ipertensione moderata
- Ipertensione media
- Border line
- Normale
- Ottima



32797

- 32797 SFIGMO ELETTRONICO AMBULATORIALE + SOFTWARE PC LINK
- Sfigmo digitale professionale per utilizzo ospedaliero e medico. Insufflazione e sfiatamento completamente automatici, ampio display LCD (5x6 cm), facile da pulire. 4 aree memoria da 99 letture ciascuna 5 modalità letture valori medi per ora, giorno, settimana, mese o complessiva. Funzione orologio: mostra data corrente ed ora quando non in uso. Funzione allarme con 4 allarmi preimpostabili per ricordarsi di prendere le medicine. Software per PC con connettore USB incluso. Integrabile nella piattaforma di telemedicina Aenduo Cozy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia di misurazione: sistema oscillometrico
 Campo di misurazione: Pressione - 20 - 280 mmHg
 Pulsazioni: 40 - 195 battiti/min.
 Pressione ± 3 mmHg Pulsazioni: $\pm 5\%$

Alimentazione: 4 batterie AA o alimentatore a rete (opzionale)
 Peso: 380 g circa (incluso bracciale, batterie escluse)
 Dimensioni esterne: 195(Lungh.)x126(Largh.)x62(Prof.) mm
 Bracciale: 22 - 34 cm

SFIGMO DIGITALE DOMINO

Design innovativo con ampio display

CE 0476



32803

- 32803 SFIGMO DIGITALE DOMINO
 - 32804 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con cestello
- Sfigmomanometro digitale da tavolo professionale, per uso privato o ambulatoriale non per uso ospedaliero.
- si trasforma in orologio da tavolo con misurazione temperatura ambiente ($^{\circ}C/^{\circ}F$)
 - doppio sistema di batteria per non perdere mai i dati
 - sistema di rilevazione dei battiti irregolari
 - 120 memorie (60 x 2 utenti)
 - funzione di allarme come promemoria
 - insufflazione e sfiatamento automatici
 - codifica colore secondo le linee guida WHO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: pressione -40 -260 mmHg pulsazioni -40 -160bpm
 Precisione $\pm 3\%$ per pressione $\pm 5\%$ per pulsazioni
 Alimentazione: 4 batterie AA o alimentatore a rete (opzionale)
 Dimensioni: 158x120x127 mm Peso: 490 g