

CAMICI MONOUSO ■ CAMICI POLIETILENE ■ CAMICI CHIRURGICI

CAMICI CHIRURGICI MONOUSO - verde

Camici in tessuto non tessuto, utilizzabili ogni qualvolta si necessiti di comfort e protezione leggera.

Colore: verde scuro
Grammatura: 25 g/m²
Misura unica:
110x136 cm.
Con polsini in cotone (solo 26100).
Non impermeabile.



CAMICI POLIETILENE MONOUSO - verde

Camici chirurgici in polietilene con lacci al collo e alla vita e polsini di cotone. Prodotti in TNT impermeabile.
Misura unica:
115x140 cm.
Disponibili sterile o non sterili.
Produzione italiana.



CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICO MONOUSO - sterili - azzurro

Impermeabili, prepiegati per pratiche chirurgiche:
- polsini cotone
- doppia cucitura interna
- chiusura collo in velcro
- 4 lacci per chiusura interna ed esterna
Produzione italiana.




Codice GIMA	CAMICI MONOUSO	Minimo vendita
26099	Camici monouso - sterile*	conf. da 50
26100	Camici monouso - non sterile	conf. da 100

Codice GIMA	CAMICI POLIETILENE	Minimo vendita
26092	Camici poly - sterile	conf. da 50
26093	Camici poly - non sterile	conf. da 100


Codice GIMA	CAMICI CHIRURGICI STERILI	Minimo vendita
26095	Taglia L - 130x150 cm	conf. da 20
26096	Taglia XL - 140x160 cm	conf. da 20

*Sterilizzati ETO


DIVISE IN TNT: CASACCA + PANTALONI, GIUBBINO + PANTALONI - NON STERILI



• 26076 DIVISA CASACCA + PANTALONI - S
• 26077 DIVISA CASACCA + PANTALONI - M
• 26078 DIVISA CASACCA + PANTALONI - L
• 26079 DIVISA CASACCA + PANTALONI - XL
Minimo vendita: conf. da 50 pz.
Casacca a manica corta, collo a "V" con 3 taschini.
Pantaloni con tasca posteriore, chiusura con lacci.




• 26023 GIUBBINO CON BOTTONI - L
• 26024 GIUBBINO CON BOTTONI - XL
Minimo vendita: conf. da 50 pz.
Giubbino a manica lunga, girocollo e polsini in poliester elastizzato.
Apertura anteriore con bottoni a pressione. 2 tasche anteriori.



• 26027 GIUBBINO + PANTALONI - L
• 26028 GIUBBINO + PANTALONI - XL
Minimo vendita: conf. da 50 pz.
Giubbino a manica lunga, girocollo e polsini in poliester elastizzato. Apertura anteriore con bottoni a pressione. 2 tasche anteriori.
Pantaloni con lacci e tasca posteriore.

KIT MONOUSO PER VESTIZIONE PAZIENTI/VISITATORI - NON STERILI

• 26017 KIMONO - BLU - conf. da 100 pz.
Kimono coprente a maniche corte in TNT SMS 40 g/m².
Apertura frontale e chiusura in vita con lacci. Taglia unica: lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm.



• 26018 KIT VESTIZIONE PAZIENTE - conf. da 25 pz.
Il kit comprende un kimono, una cuffia rotonda con elastico, copriscarpe.



• 26019 KIT VESTIZIONE VISITATORE - conf. da 25 pz.
Comprende un camice visitatore, una cuffia rotonda con elastico, una maschera a tre strati con elastico, copri scarpe in polietilene.

CUFFIA E CAPPELLINO ■ COPRISCARPE


• 25675 CUFFIA - azzurra
minimo vendita: 1'000 pz (10 conf. da 100 pz.)
- materiale leggero PPSB
- traspiranti, morbide, confortevoli
- con fascia elastica
- taglia media 21"



• 25678 CAPPELLINO CHIRURGICO - verde
• 25655 CAPPELLINO CHIRURGICO - azzurro
minimo vendita: 1'000 pz (10 conf. da 100 pz.)

• 25690 COPRISCARPE - azzurri
conf. da 100 pezzi
• 25676 COPRISCARPE - azzurri
conf. da 2'000 pz (20 conf. da 100 pezzi)

Prodotte in materiale leggero PPSB traspirante e confortevoli. Con fascia elastica.



25676

BAVAGLI

• 25672 BAVAGLI - rotolo da 80 50x60 cm - verdi
Rotolo di bavagli a due strati, uno di tessuto in cellulosa ultra-assorbente ed uno in polietilene resistente all'acqua.
Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli con fustellatura e pratici lacci o nastro biadesivo.
Produzione Italiana.



minimo vendita: conf. da 6 rotoli