

CABINE AUDIOMETRICHE - CONFORMI ALLA 93/42/CEE - 2007/47/CE - CLASSE I



• **33650 CABINA PRO 25** - 97x97x192 cm
 • **33651 TAVOLINO** 79x50 cm
 Modello compatto, facile da installare occorrono solo pochi minuti non servono viti. Costruzione in laminato plastico, con pannelli fonoassorbenti interni in poliuretano autoestinguente. Rivestimento pannellatura esterna conforme Euroclass B.s2, d 0. Modulo per connessione cavo.

ISOLAMENTO ACUSTICO							
Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	
PRO 25 dB	18,0	16,0	26,7	30,8	28,8	30,9	
PRO 30 dB	23,4	24,1	27,8	34,5	31,3	36,4	
PRO 45 dB	20,0	33,5	36,3	42,5	42,1	50,4	

• **33654 CABINA PRO 30** - 106x106x245** cm
 • **33655 CABINA PRO 30** - 209x106x245** cm
 • **33656 CABINA PRO 30** - 209x209x245** cm
 • **33657 CABINA PRO 30** - dimensioni a richiesta. Disponibile qualsiasi misura da 1x1 a 3x3 m
 • **33651 TAVOLINO** 79x50 cm
 Gamma con varie misure, caratterizzata da un'elevata riduzione del rumore e sistema di ventilazione interno. Costruzione in alluminio e laminato, con pannelli fonoassorbenti interni in poliuretano autoestinguente. Disponibile con porte da 60 o 90 cm. Modulo per connessione cavo. Produzione Italiana.

• **33660 CABINA PRO 45S** - 216x216x245 cm
 • **33661 CABINA PRO 45S** - 318x216x245 cm
 • **33662 CABINA PRO 45S** - dimensioni a richiesta
 Disponibile qualsiasi misura da 1x1 a 6x6 m
 • **33651 TAVOLINO** 79x50 cm
 • **33652 RAMPE PER DISABILI** - coppia
 Modello top di gamma, con ampia scelta tra 11 dimensioni, fino a 6x6 m, eccellente riduzione del rumore (-45 dB) e sistema di ventilazione interno. Costruzione in alluminio e laminato, con pannelli fonoassorbenti interni in tessuto autoestinguente bianco, lavabile. Disponibile con un'ampia porta da 75 cm e modulo per connessione del cavo. Conforme ISO 8253-1. Produzione Italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	33650	33654	33655	33656	33660	33661
Misure esterne (cm):	97x97x192h	106x106x245h	209x106x245h	209x209x245h	216x216x245**h	318x216x245**h
Misure interne (cm):	85x85x186 h	92x92x202 h	194x92x202 h	194x194x202 h	195x195x200 h	297x195x200 h
Porta misure cm:	55x168 h	60x200 h	90x200 h	90x200 h	75x186 h	75x186 h
apertura:	Sinistra/Destra	Destra*			Destra*	
Dimensione finestre cm:	58,5x58,5	60x87 h			60x85 h	
materiale:	2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza				4 cristalli isolanti in vetro di sicurezza	
Spessore parete cm:	7,5	7,5	7,5	7,5	11,6	11,6
Peso (kg):	175	230	364	540	935	1229
Ventilazione:	no	si	si	si	si	si
Riduzione del rumore testata dB:	28	32	32	32	45	45
Potenza di illuminazione interna V:	220	220	220	220	220	220
Norme:	Direttiva 93/42/CEE relativo ai dispositivi medici					

*Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta

**L'altezza comprende il sistema di ventilazione (25 cm)



DOTAZIONE STANDARD

- Modulo per connessione del cavo
- Illuminazione interna
- Sistema di ventilazione (solo PRO 30, PRO 45)
- Scatola in legno per il trasporto
- Manuale: italiano, inglese

OTOREAD™ - OTOEMISSIONI ACUSTICHE CON STAMPANTE

- **33607 OTOREAD SCREENER TE**
- **33608 OTOREAD COMBO DP+TE**

DPOAE E TEOAE

Otoread è uno strumento automatico, veloce e portatile per le otoemissioni acustiche, adatto per uno screening neonatale, pediatrico e adulto. Stampante termica, veloce e silenziosa inclusa. Una semplice interfaccia dalla base di appoggio alla stampante consente di trasferire tutti i dati ottenuti dal test in pochi secondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di misurazione	emissioni otoacustiche
Gamma frequenza DPOAE	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz.
Gamma frequenza TEOAE	0,7, 1, 1,4, 1,5, 2, 2,5, 2,8, 3,5, 4 kHz.
Intensità stimolo	40 to 70 dB SPL (DPOAE). 83 dB SPL (TEOAE).
Output massimo con protezione	90 dB SPL.
Rumorosità microfono	(tale livello è ampiamente nei limiti consentiti secondo lo standard OSHA, pari a 90 dBA nell'arco di 8 ore). -20 dB SPL @ 2 kHz (1 Hz larghezza banda). -13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz larghezza banda).
Durata batteria	circa 300 test
Display	A cristalli liquidi (LCD) 4 righe x 10 caratteri
Peso	300 g/ 10,6 oz. incluse batterie
Software interno multilingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Russo.

Manuale in 16 lingue:
GB, DE, F, S, GR, I, P, DK, FI, E, PL, EE, N, RO, LT, NL,

Stampa esame completo di entrambe le orecchie in 7 secondi



Interacoustics

DOTAZIONE STANDARD

Unità Otoread con sonda completa di cavo e base
 Stampante con alimentatore e cavo di alimentazione, cavo stampante, borsa per il trasporto, cavo di estensione sonda (100 cm / 39 pollici), 2 rotoli di carta termica Conf. da 146 tappini (10 misure: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 4 tappini per la sonda 4 batterie alkaline AA/UW3/R6, Manuale d'uso / CE