

MISURATORI DI PICCO DI FLUSSO: DIGITALE E MECCANICO



- 33435 PIKO-1 - misuratore di picco digitale
- 33444 PIKO-6 - misuratore di picco digitale
- 33436 MODULO DOWNLOAD + software PIKO1. Solo per 33435
- 33437 BOCCAGLI - conf. da 10 pz.

Piko 1, è il primo misuratore portatile FEV e di picco di flusso elettronico. Il nuovo piko6 oltre alla misurazione di FEV1, misura FEV6 e FEV1/FEV6, le sue caratteristiche includono il test automatico della qualità, e la memorizzazione elettronica di 96 tests. I dati memorizzati possono essere rivisti semplicemente premendo un pulsante. Il prezzo è comparabile ad un comune misuratore meccanico di picco del flusso. Tutti i test possono essere facilmente scaricati su PC per l'analisi dei dati, i risultati possono essere salvati in formato PDF.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PEF:	da 15 a 999 l/min (risoluzione 1 l/min)
FEV ₁ , FEV ₆ :	da 0,15 a 9,99 litri (risoluzione 0,01 Litro)
Accuratezza:	PEF: $\pm 5\%$ o 20 L/min (il valore più alto) FEV ₁ : $\pm 3,5\%$ o 0,1 l (il valore più alto) FEV ₆ : $\pm 4\%$ o 0,1 l (il valore più alto)
Sensore:	tecnologia del sensore pressione/flusso - brevettata
Memoria:	non volatile - 96 test
Zona colorata:	3 zone (verde, gialla, rossa)
Valori di riferimento:	regolabili dall'utente
Fattore qualità:	Avviso ed indicazione per tosse e soffio anormale
Comunicazione:	Porta IR bidirezionale (RS232)
Dimensioni:	75x35x20 mm - Peso 35 g



- 33431 MISURATORE DI PICCO - Scala 60-800 l/min - color crema
- 33433 MISURATORE DI PICCO - Scala 50-400 l/min - colore giallo

Il misuratore di picco Flowmeter è indicato per un monitoraggio semplice e affidabile dell'asma. Misuratore di picco portatile, non risponde solo agli standard europei, ma anche a quelli ATS (American Thoracic Society). La scala standard copre 60-800 l/min, la scala bassa copre 50-400 l/min.

Fornito di manuale d'uso multilingua e diario annotazioni. Confezionato in scatola di cartoncino. Prodotto negli Stati Uniti. Dimensioni 86x81x30 mm. Peso 45 g. Standard: EN 13826:2003

- 33432 BOCCAGLIO RIUTILIZZABILE
In plastica sterilizzabile, adatto sia per adulti che per bambini.
- 33410 BOCCAGLIO MONOUSO - conf. 500 pz.

GINNASTICA RESPIRATORIA



• 33442 RESPIROGRAM

Dispositivo per esercitare la respirazione attraverso l'inspirazione. L'esercitatore respiratorio Respirogram aiuta il paziente al recupero della respirazione normale in seguito ad un intervento addominale o toracico. Composto da: 1 base, 3 palline differenti per colore e dimensione, 1 parte centrale trasparente divisa in 3 sezioni, tubo e boccaglio. Confezionato singolarmente. Produzione italiana.

• 33445 TRI-BALL® - Esercitatore respiratorio

Esercitatore respiratorio per la riabilitazione respiratoria in seguito ad un intervento addominale o toracico. Manuale d'uso: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo

33445



DIFFUSORE PER AEROSOL



• 33438 POCKET CHAMBER - dosatore aerosol

Dispositivo tascabile per il controllo dell'asma, efficace quanto uno grande il doppio! Rilascia un'alta concentrazione di farmaco per un immediato sollievo dei sintomi con minimi effetti collaterali.

- un segnale acustico avvisa il paziente indicando che è stata superata la frequenza inspiratoria
- efficace alternativa economica a sistemi più costosi
- un ingresso flessibile accetta virtualmente tutti i modelli di boccaglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 108x47,5 mm	Volume: 110 ml
Boccaglio: 22 mm OD	Peso: 33 g
Materiale: silicone 100% latex free	Garanzia: 1 anno
Manuale d'uso: Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Olandese, Portoghese, Turco e Greco	Prodotto negli USA

