

ECOCOLORDOPPLER CHISON IVIS-30 E i8

CHISON
Value Beyond Imaging

CE 0197

FDA



4 connettori
di sonde

• **33960 ECOCOLORDOPPLER IVIS-30** - monitor LCD 15" ad alta risoluzione, schermo piatto. Fornito con 3 connettori per sonde, senza sonde, carrello, tastiera, grande archivio: HardDisk 320 GB, 4 porte USB, DVD-RW.

Colour doppler economico, compatto ed affidabile con tecnologia di resa del volume, composizione multipla d'immagine, fase di formazione a raggi multipli per immagini di grande qualità.

Il flusso di lavoro semplificato e il design compatto ed ergonomico migliorano l'efficacia.

Modalità immagine:

- B, 2B, 4B, B/M, M
- CFM
- Power Doppler/PD direzionale
- Duplex
- Trapezoidale su sonda lineare
- Chroma B/PW

Elaborazione delle immagini:

- THI su sonde convexe
- Riduzione Algoritmo Speckle (SRA)
- Composizione d'immagine
- Stampa diretta da PC o stampante video

• 33961 IVIS-30 + SONDA E PACCHETTO 4D

Stesse caratteristiche del codice 33960 ma con immagini 4D in tempo reale.

Cordone ombelicale attorno al collo del feto, modalità CFM



Carotide, modalità B/C/PW



• **33965 ECOCOLORDOPPLER i8** - 19" monitor schermo piatto ad alta risoluzione

Fornito con 4 connettori per sonde, senza sonde, carrello, tastiera, con grande archivio immagini: Hard disk 320GB, 6 porte USB, DVD-RW, formato VGA, I-image

Modalità immagine:

- B, 2B, 4B, B/M
- CFM, B/BC
- Modalità PW, HPRF
- Power Doppler / CW Directional PD
- triplex, duplex, quadruplex in tempo reale
- trapezoidale su sonda lineare
- Chroma B/M/PW/CW

Elaborazioni delle immagini:

- THI su tutte le sonde
- Riduzione algoritmo Speckle (SRA)
- Composizione multipla d'immagine (MCI)

Sonde multifrequenza a banda larga:

Continuamente regolabile, 2-15 MHz

• 33966 ECOCOLORDOPPLER i8 + SONDA E PACCHETTO 4D


Come il cod. 33965 ma con visualizzazione 4D in tempo reale, immagine 3D + animazione e sonda Convex 4D (33959).

• 33942 PACCHETTO SOFTWARE

CARDIACO (da ordinare con il colordoppler)

(colore M, CW, steering M, ECG, TDI, IMT)

• 33943 SOFTWARE IMAGE per migliorare la qualità dell'immagine



• **33993 STAMPANTE A COLORI SONY UP-25 MD** adatta per IVIS-30 e i8



33993

Codice GIMA per IVIS-30	Codice GIMA per i8	SONDE		FREQUENZE (MHZ)		● Applicazione principale						
		Metodo di scansione	Frequenza principale	Larghezza banda della sonda		ADDOMINALE	GINECOLOGIA	UROLOGIA	MICRO-MEDICINA	CARDIOLOGIA	PROCTOLOGIA	PEDIATRIA
33954	-	CONVEX	3,5	2,5 - 5,3		●	●	●				
-	33953	CONVEX	3,5	2,0 - 6,8		●	●	●				
33955	33955	LINEARE	7,5	5,0 - 12,0					●			
-	33956	MICRO-CONVEX (TRANSVAGINALE)	6,0	4,0 - 12,1		●						●
33964	-	MICRO-CONVEX (BASIC CARDIAC)	3,0	2,5 - 6,4						●		
-	33963	CARDIACO (PHASED ARRAY)	3,0	2,0 - 5,4						●		
-	33958	PEDIATRICO	5,0	3,5 - 9,3								●
-	33959	4D CONVEX	4,0	2 - 6,8		●	●					