




MONITOR GIMA VITAL SIGN

"Vital Sign" è una linea di monitor multiparametrici che consente il monitoraggio di: pressione arteriosa non invasiva (NIBP), saturazione (SpO₂), elettrocardiogramma (ECG), temperatura (TEMP) e capnografia (EtCO₂).

Caratteristiche:

- piccole dimensioni, display chiaro e intuitivo
- salvataggio e archiviazione di più di 400 misurazioni NIBP
- Più di 90 ore di EtCO₂, SpO₂ e curva HR visibile a display
- Dotato di batteria ricaricabile, stampante termica opzionale

Codice GIMA	MONITOR	SpO ₂	NIBP	ECG	CO ₂	TEMP
35120	VITAL-S	•				
35121	VITAL-SNT	•	•			•
35122	VITAL-SNET	•	•	•		•
35123	VITAL-C	•			•	
35125	Stampante* - opzionale * Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.					
35141	Carta 5.1 cm x 12 m - conf. da 5 rotoli					
35126	Batteria - ricambio					
35135	Sonda SpO ₂ adulti - ricambio					
35136	Sonda SpO ₂ pediatrica					
35137	Cavo ECG - ricambio					
35140	Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico					
35142	Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL					
35139	Bracciale NIBP - 25-35 cm - adulto					
35143	Bracciale NIBP - 33-47 cm - adulto XL					
35127	Carrello regolabile da 73 a 113					
35128	Morsetto di aggancio					

CARATTERISTICHE TECNICHE	
NIBP Metodo: oscillometrico Modalità di misurazione: manuale, auto, STAI Range di misurazione pressione sanguigna: Sistolica adulti: 50-240 mmHg Pressione arteria principale adulti: 25-200 mmHg Diastolica adulti: 15-180 mmHg	ECG e TEMP Campo ritmo cardiaco: 20bpm~300bpm Campo temperatura: 25°C~45°C Range ritmo cardiaco: ±2bpm o ±1% valore maggiore Accuratezza: ±0,2°C
SpO₂ % campo di saturazione: 0% - 99% Range pulsazioni: 30bpm~240bpm Precisione SpO ₂ : 75%-99% ±2% - 50%-74% ±3% Accuratezza pulsazioni: ± 2 bpm 0,2% valore maggiore Rendimento bassa perfusione: 0,4%	CO₂ Tecnologia metodo assorbimento: Infrarossi Modalità di campionatura: Sidestream Tempo di rilevazione: - Sidestream: <3 secondi
Alimentazione 100 ~250V AC - 50/60 Hz Alimentazione internazionale: 12VDC (ricaricabile) Specifiche della batteria: 12V 2,3AH	

MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000

UP-7000

ECG+RESP+SpO₂+
2 TEMP+PR



• 35145 MONITOR MULTIPARAMETRICO UP7000

ECG, RESP, SpO₂, 2 TEMP, PR

- display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1"
- amplificazione ECG 3 canali
- analisi aritmie e analisi segmento ST
- memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
- 480 ore di dati e grafici di tutti i parametri
- visualizzazione simultanea 7 canali ECG
- protezione contro interferenze da defibrillazione
- modalità di misurazione adulti/bambini
- allarmi visivi ed acustici
- batteria ricaricabile integrata
- stampante termica integrata

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
35135	Sonda SpO ₂ adulti
35136	Sonda SpO ₂ pediatrica
35137	Cavo ECG
35140	Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico
35142	Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL
35139	Bracciale NIBP - 25-35 cm - adulto
35143	Bracciale NIBP - 33-47 cm - adulto XL
35126	Batteria ricaricabile - ricambio
35141	Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
35150	Carrello - regolabile da 73 a 113 cm

DOTAZIONE STANDARD		
- Sonda SpO ₂ adulti	- Cavo ECG	- Elettrodo monouso
- Bracciale NIBP adulti	- Batteria ricaricabile	- Copertura per la polvere
- Sonde di temperatura (pelle, rettale)	- Stampante	- Manuale (GB, IT)
	- Cavo di alimentazione	

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Monitoraggio NIBP Metodo di misurazione: Oscillometrico Campo di misurazione: Pressione sistolica Pressione diastolica Pressione arteriosa media: Adulti: 40~255 mmHg 10~220 mmHg 20~215 mmHg Bambini: 40~200 mmHg 10~110 mmHg 20~165 mmHg	
Monitoraggio TEMP Campo di misurazione: 25,0°C~45,0°C ± 0,2°C Tempo di risposta: ≤ 150 sec	
Monitoraggio SpO₂ e pulsazioni Campo di misurazione SpO ₂ : 35%~100% Campo di misurazione PR: 30 bpm~240 bpm ± 2 bpm	
Monitoraggio ECG Misurazione frequenza cardiaca ± 0,4 mVp ~ ± 5 mVp Campo di misurazione frequenza cardiaca: 20 bpm ~ 250 bpm	
Monitoraggio RESP Metodo di misurazione: impedenza toracica Campo di misurazione: 0 rpm ~ 120 rpm Precisione ± 5% o ± 2 rpm il maggiore dei due	
Altre caratteristiche tecniche Alimentazione: 100 ~ 250 Vac, 50/60 Hz Consumo: <80 VA Display: 12,1 pollici LCD TFT colori Modalità di allarme: Allarmi visivi-acustici Porta di rete: Ethernet	