








CAVI ECG PER MONITOR BM





















GIMA code	ACCESSORI PER BM3 33718, 33719, 33720, 33721, 33722, 33723, 33724, 33780, 33781	ACCESSORI PER MONITOR BM3, BM5 E BM7			
		NUOVO (dopo 6/2006)		VECCHIO (prima 6/2006)	
33711	Cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33748)	 33713 kit cavo veterinario		 33727 kit cavo veterinario	
33712	Cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33749)				
33726	Cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33750)	 33711 kit cavo		 33726 cable kit	
33728	Cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33751)				
33727	Cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)	33760	33762	33748	33752
33713	Cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)	Connettori clip vet	Cavo	Connettori Snap	Connettori clip vet
33748	Connettore snap a 3 derivazioni per 33711 - ricambio - nuovo	 33712 kit cavo		 33728 cable kit	
33749	Connettore snap a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovo				
33750	Derivazioni snap a 3 vie per 33726 ricambio vecchio	33761	33763	33749	33753
33751	Derivazioni snap a 5 vie per 33728 ricambio vecchio	Connettori clip vet	Cavo	Connettori Snap	Connettori clip vet
33752	Derivazioni veterinario clip a 3 vie per 33726-7 ricambio	 33712 kit cavo		 33728 cable kit	
33753	Derivazioni veterinario clip a 5 vie per 33728 ricambio				
33760	Connettori veterinario clip a 3 vie per 33713 - ricambio - nuovo	33766			33751
33761	Connettori veterinario clip a 5 vie per 33712 - ricambio - nuovo	Kit cavo paziente a 3 derivazioni (cavo + connettore snap)			Connettori Snap
33762	Cavo paziente 3 derivazioni	Kit cavo paziente a 10 derivazioni (cavo + conn. snap solo 33778)			
33763	Cavo paziente 5 derivazioni	Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)			

SENSORI SpO₂ PER OXY-9, BM1, BM3, BM5, E BM7 - COMP. NEL-

GIMA code	ACCESSORI PER BM1, BM3, BM5, BM7 E OXY9	 33733 per unità vendute prima dell'ott. 2005			 33730			 33732		
33733	SpO ₂ Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ piccolo - 7 pin)	dita			dita			mano/piede		
33734	Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ - 6 pin)	33755			33756			33757		
33716	Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO ₂ grande - 7 pin)	33716			33733			33734		
33730***	Sonda dito riutilizzabile adulti, comp Nellcor >45kg - 7 pin									
33731	Sonda dito riutilizzabile pediatrica, comp Nellcor 15-45kg									
33732	Sonda riutilizzabile veterinaria - clip									
33755	Sonda monouso neonato - <3 kg, comp. Nellcor									
33756	Sonda monouso bimbo - 3-15 kg - comp. Nellcor									
33757	Sonda monouso pediatrica - 15-45 kg, comp. Nellcor									

*Necessario per tutte le sonde. Selezionare quello corretto
 **Tutte le sonde sono adatte anche a OXY-9
 ***Non compatibile con Nellcor NBP40 e N65

SENSORI COMPATIBILI CON: BCI, NELLCOR, COMDEK

Immagine sensore	Immagine spina	Codice GIMA	Descrizione	Uso raccomandato	Gamma pazienti	Applicazione	Lung. cavo	Minimo vendita	Viene usato con Codice GIMA	Compatibile con
		34296	Sonda neonatale	Monouso	under 3 kg	mano o piede	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34297	Sonda bambino	Monouso	3-15 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34298	Sonda pediatrica	Monouso	15-45 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34300	Sonda adulti	Monouso	oltre 40 kg	dita	55 cm	conf. da 10 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34292	Sonda adulti	Riutilizzabile	oltre 40 kg	dita	145 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702	Comdek
		34294	Sonda bambino	Riutilizzabile	3-15 kg	dita	40 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34293	Sonda adulti	Riutilizzabile	oltre 40 kg	orecchio	120 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 (need extension cable 34299)	BCI - Comdek
		34299	Extention cable	Riutilizzabile	-	dita	150 cm	1 pz.	34286, 34290, 34291, 33702 34293, 34294	BCI - Comdek
		34288	Extention cable	Riutilizzabile	-	dita	150 cm	1 pz.		Nellcor - Bionics
		33730	Sonda Adulti/bambini	Riutilizzabile	oltre 15 kg	dita	97 cm	1 pz.	34281, 33290, 33291, Monitor BM	Nellcor - Bionics
		33708	Sonda veterinaria	Riutilizzabile	VET	lingua	145 cm	1pz.	33703	BCI - Comdek