


TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATI

TELI SEMPLICI




Tutti i teli chirurgici sono in TNT biaccoppiato di colore azzurro 54 g/m². Confezionati in una busta di polietilene sterile (ossido di etilene) da 1 pz., latex free.


TELI CON LATO ADESIVO



TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE



Telo con foro Ø 10 cm



Telo con foro Ø 6x9 cm

Codice GIMA	TELI SEMPLICI	Minimo vendita
23600	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23601	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23602	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23604	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23606	Telo 120x150	Conf. 50 pz.
23608	Telo 150x200	Conf. 25 pz.

Codice GIMA	TELI CON LATO ADESIVO	Minimo vendita
23610	Telo 50x50	Conf. 100 pz.
23611	Telo 50x75	Conf. 100 pz.
23612	Telo 75x90	Conf. 75 pz.
23614	Telo 100x100	Conf. 50 pz.
23617	Telo 180x200	Conf. 25 pz.
23618	Telo 150x240	Conf. 25 pz.

Codice GIMA	TELI CON FORO ADESIVO CENTRALE	Minimo vendita
23620	Telo 50x75 - foro Ø 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23622	Telo 75x90 - foro Ø 6x9 cm	Conf. 75 pz.
23623	Telo 75x90 - foro Ø 10 cm	Conf. 75 pz.
23624	Telo 100x100 - foro Ø 10 cm	Conf. 50 pz.
23625	Telo 100x150 - foro Ø 9x18 cm	Conf. 25 pz.
23626	Telo 120x150 - foro Ø 10 cm	Conf. 25 pz.

TELI CHIRURGICI IN COTONE




- 26495 TELO 90x150 cm
- 26496 TELO 150x150 cm
- 26497 TELO 250x150 cm

Telo di alta qualità, 100% cotone, colore verde.
Produzione italiana.

TELO DA INCISIONE - STERILE

Il suo scopo è delimitare con esattezza la parte anatomica del paziente su cui verrà effettuato l'intervento. Il dispositivo viene applicato in corrispondenza del punto in cui viene praticata la ferita chirurgica, allo scopo di proteggere la stessa da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliuretano adesivizzato sterile.



Codice GIMA	MISURA Ax B	MISURA Ax C	Minimo Vendita
23630	30x35 cm	30x25 cm	Conf. 50 pz.
23631	45x50 cm	45x40 cm	Conf. 50 pz.
23632	60x65 cm	60x55 cm	Conf. 50 pz.

KEVORKIAN - INOX



26490

Morso classico Kevorkian (quattro denti 9x3 mm sulla ganascia inferiore)

- 26490 PINZA PER BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm

Manico zigrinato

MINI-TISCHLER - INOX



26491

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26491 MINI-TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

TISCHLER - INOX




26493

Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore

- 26492 TISCHLER KEVORKIAN - extra lunghe - 25 cm
- 26493 TISCHLER - rette - extra lunghe - 25 cm

Manico zigrinato

FORBICI SUPER CUT



Bordo affilato



Dentellatura ultrafine

FORBICI SUPER CUT

Le forbici Supercut hanno una lama superiore molto affilata che taglia facilmente attraverso i tessuti. La lama inferiore è dotata di micro scanalature per tenere il tessuto ed evitare che scivoli.

Inserto di carburo di tungsteno levigato combinato con bordo affilato



Inserto di carburo di tungsteno con dentellatura ultrafine

- 26488 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 15 cm
- 26489 FORBICI SUPER CUT METZENBAUM - curve - 18 cm

- 26485 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 14 cm
- 26486 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 17 cm
- 26487 FORBICI SUPER CUT MAYO CON C.T. - curve - 20 cm