

TOURNIQUET PNEUMATICI DIGITALI - GARROT

2 CANALI PER USO CON
2 BRACCIALI DOPPI
O SINGOLI



33154

- 33152 TOURNIQUET PNEUMATICO DIGITALE DTS-2000S
2 canali per utilizzo con 2 bracciali singoli o 1 canale per
utilizzo con bracciale singolo
- 33154 TOURNIQUET PNEUMATICO DIGITALE DTS-2000 W
2 canali per utilizzo con 2 bracciali doppi o 2 bracciali singoli
Entambi i Garrot includono 5 bracciali: bracciale doppio 80x15 cm,
bracciale doppio 57x15 cm, bracciale singolo 80x9 cm, bracciale
singolo 52x7,5 cm, bracciale pediatrico singolo 40x7 cm.
- 33155 CARRELLO
- 33158 BRACCIALE SINGOLO 52x7,5 cm - ricambio
- 33159 BRACCIALE SINGOLO 80x9 cm - ricambio
- 33160 BRACCIALE SINGOLO CONICO 70x10 cm
- 33161 BRACCIALE SINGOLO CONICO 90x12 cm



33160

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione massima:	600 mmHg
Alimentazione:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energetico:	50 W
Rumore dB:	sotto 60 dB
Intervallo di tempo:	5-180 min
Dimensione compressore/peso:	225x185x240 mm / 5,6 kg
Batteria al litio:	durata batteria 12-72 ore

2 CANALI PER USO
CON 2 BRACCIALI
SINGOLI O
BRACCIALE DOPPIO



Principali caratteristiche 33152

- controllo automatico della pressione
- 2 canali:
- 2 porte per utilizzo con 2 bracciali singoli o un
bracciale doppio (33152)
- 4 porte per 2 bracciali doppi o singoli (33154)
- programma separato impostazioni 2 canali
- auto-test del sensore di pressione e controllo
del sistema
- autocalibrazione del sensore di pressione dell'aria
- sistema d'allarme di sicurezza (bracciale, pressione,
batteria, controllo tempo e allarme sonoro)
- conversione ad alimentazione a batteria
in caso di improvvisa mancanza
di corrente AC

33154
+
331555
BRACCIALI
INCLUSI

BRACCIALI TRASFUSIONI

- 32684 BRACCIALE TRASF - 500 cc
- 32685 BRACCIALE TRASF - 1000 cc

Un manometro aneroido graduato
in cm. di mercurio consente il
controllo della pressione, una
valvola di sicurezza fissata
alla pera assicura una tenuta
ermetica per tutto il tempo
di utilizzo. Produzione
tedesca. Manometro Ø 49
mm fino a 300 mmHg

Bracciali resistenti,
in cotone, lavabili a 60°,
Latex free

Riester



32684

BRACCIALE TRASFUSIONI



32680

- 32680 BRACCIALE TRASF.
ECONOMICO - 500 cc
Prodotti come sopra ma di
produzione Asiatica.
Contiene lattice.

TOURNIQUET PNEUMATICO

- 33150 TOURNIQUET PNEUMATICO RIESTER completo di
bracciale adulti e cosciale - polmoni latex free
- 33151 BRACCIALE PEDIATRICO 38x8 cm - polmone latex free

Tourniquet pneumatico altamente
affidabile, per la riduzione della
circolazione sanguigna negli
arti durante amputazione.
Dotato di manometro ad
alta precisione che garantisce
misure accurate. Molto robusto,
garantisce una lunga vita
operativa al tourniquet.

Riester

- pompa pressione in
metallo resistente
- lo sgonfiamento avviene
in modo semplice tramite
valvola di sfio
- manometro in metallo
cromato con scala in alluminio
di facile lettura sino
a 700 mmHg.
- Tourniquet
pneumatico
include 2 bracciali
(bracciale superiore
57x9 cm e cosciale
96x13 cm) con
polmoni latex free



33150