

SCARPA COPRIGESSO

Codice GIMA	SCARPE COPRIGESSO MISURA EU
28630	N 36
28631	N 37
28632	N 38
28633	N 39
28634	N 40
28635	N 41
28636	N 42
28637	N 43
28638	N 44
28639	N 45
28640	N 46
28641	N 47/48



Parte sopra in materiale sintetico biocompatibile resistente alle muffe e traspirante

Suola anti-scivolamento


Scarpa copri gesso da indossare con il gesso o con un bendaggio rigido.

Può essere indossata immediatamente dopo l'ingessatura in quanto traspirante.

La misura è la stessa delle scarpe normali ma con una calzata molto ampia.

La forma simmetrica permette di utilizzarle sia con il piede destro che con quello sinistro. Lavabile a 30°.

SUPPORTI ORTOPEDICI



Polsiera

Gomitiera

Ginocchiera

Cavigliera

Supporti in maglia elastica per adattarsi alla forma del corpo. Cuscinetto in gel al suo interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità.

Misura	POLSIERA		GOMITIERA	GINOCCHIERA	CAVIGLIERA	
	Sinistra	Destra			Sinistra	Destra
S	28731	28741	28751	28761	28771	28781
Circonferenza	15-16 cm		21-23 cm	28-31 cm	19-21 cm	
M	28732	28742	28752	28762	28772	28782
Circonferenza	16-17 cm		23-25 cm	31-34 cm	21-23 cm	
L	28733	28743	28753	28763	28773	28783
Circonferenza	17-18 cm		25-27 cm	34-37 cm	23-25 cm	
XL	28734	28744	28754	28764	28774	28784
Circonferenza	18-19 cm		27-29 cm	37-40 cm	25-27 cm	

REGGIBRACCIO



Adatto a sostenere il braccio rotto o distorto. Dotato di regolatore a strappo sulla spalla per permettere la corretta posizione del braccio. In cotone, facile da lavare. Per entrambe le braccia, disponibile in 3 misure.

Codice GIMA	IMBRAGATURA BRACCIO
28620	Reggibraccio - piccolo
28621	Reggibraccio - medio
28622	Reggibraccio - grande

REGGIBRACCIO UNIVERSALE



• 28623 REGGIBRACCIO UNIVERSALE
Reggibraccio universale con regolatore a strappo e chiusura con fibbia. Adatto al braccio destro e sinistro. Fabbricato in comodo polipropilene blu. Lavabile in lavatrice.

COLLARI MORBIDI E RIGIDI

COLLARE CERVICALE MORBIDO

Collare sagomato in poliuretano espanso morbido rivestito con maglia anti allergica 100% cotone. Chiusure posteriori in velcro. Disponibile in 3 misure.

COLLARE CERVICALE RIGIDO

Collare in polietilene rivestito con tondino in EPDM su bordi ricoperti in vilpelle e regolazione a velcro dell'altezza. Chiusura posteriore in velcro. Disponibile in 3 misure.



Morbido



Rigido

COLLARI UNIVERSALI



COLLARI CERVICALI UNIVERSAL

Collari cervicali morbidi in spugna rivestiti in plastica lavabile.

Radiotrasparenti, chiusura con velcro, disponibili in 3 misure o set 3 pezzi in custodia. Produzione italiana.

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI MORBIDI E RIGIDI	CE
34600	Collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo)	
34601	Collare cervicale rigido 41-46 cm (circonferenza collo)	
34602	Collare cervicale rigido 47-52 cm (circonferenza collo)	
34610	Collare cervicale morbido piccolo 43x8 - h 7 cm	
34612	Collare cervicale morbido medio 46x8 - h 8,5 cm	
34614	Collare cervicale morbido grande 49x10 - h 10,5 cm	

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI	A	B	C
34050	Set 3 pezzi in custodia			
34051	Collare cervicale - piccolo	513 mm	87 mm	112 mm
34052	Collare cervicale - medio	560 mm	95 mm	123 mm
34053	Collare cervicale - grande	623 mm	101 mm	132 mm
34054	Borsa per 3 collari			