

IMMOBILIZZO ARTI



• 34106 TROUSSE IMMOBILIZZO ARTI

Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, contusioni o fratture. Protegge l'arto senza impedire la circolazione consentendo un trasporto sicuro e indolore. Comprende 4 pezzi, dello spessore di una foglia di PVC di 300 micron, gonfiabili per piede, gamba, mano e braccia in materiale trasparente, (resistenti all'acqua e a variazioni di temperatura, riutilizzabili più volte) e la pompa di gonfiaggio. Possono essere eseguite diagnosi o radiografie senza togliere il gambaie o bracciale dall'arto del paziente.

STECHE ALLUMINIO

Angoli arrotondati ed imbottitura morbida interna.

Spessore alluminio 1,2 mm.

Produzione Italiana.

- 34120 STECCHE 13x500 mm
- 34121 STECCHE 19x500 mm
- 34122 STECCHE 24x500 mm



34121

STECOBENDE BOSTON

CE



• 34123 STECOBENDE "BOSTON"

Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente. Dimensioni: 92x11 cm. Produzione italiana.

STECHE PER DITA

Set di 8 stecche per dita di varie misure (da 5 - a 6,5 cm di lunghezza e da 4,5 a 7,8 cm di circonferenza). In polipropilene, nei colori chiaro o carne.

- 34113 STECCHE PER DITA - chiaro - set di 8
- 34115 STECCHE PER DITA - carne - set di 8



34113

34115

STECOBENDE : GAMBA, BRACCIO, AVANBRACCIO, POLSO, GOMITO/CAVIGLIA



STECOBENDE GIMA Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi. Produzione Italiana.

Codice GIMA	STECOBENDE GIMA	CE
34680	Steccobenda per gamba - 57 cm	
34681	Steccobenda per braccio - 60 cm	
34682	Steccobenda per avambraccio - 39 cm	
34683	Steccobenda per polso - 33 cm	
34684	Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm	
34685	Set 5 pezzi Steccobenda	

KIT STECOBENDE A DEPRESSIONE


• 34689 KIT STECOBENDE A DEPRESSIONE

Il set include 3 stecche per braccia (70x50 cm), gambe (100x70 cm), avambraccio (50x30 cm) ed una sacca in nylon. Fabbricati con materiali di alta qualità queste stecche permettono di immobilizzare perfettamente gli arti superiori ed inferiori eliminando completamente l'aria interna. Forniti di valvola interna in modo da evitare ogni fastidio al paziente, più tre fasce in velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, radiotrasparente.

- 34093 POMPA IN ALLUMINIO - per steccobende e materassi



34093



34689