



IMMOBILIZZATORI TESTA - FERMACAPO



34020



34021



34078

34080




34079

Materiale radiotrasparente
adatto per camera a raggi x

IMMOBILIZZATORI TESTA FERMACAPO

GIMA presenta 4 modelli di immobilizzatori per testa, in forme, materiali e colori differenti. Tutti gli articoli sono formati da 2 blocchi testa e due fasce. Prevengono qualsiasi movimento della testa della persona ferita durante il trasporto.

Possiamo fornire gli immobilizzatori "STOP" in giallo, bluette, rosso, verde, verde militare per un minimo di 50 pz.



34021

Codice GIMA	Tipo	Colore	Materiale
34020	FERMO-1	Giallo	Schiuma PE ricoperta con vinile
34021	FERMO-2	Rosso	Schiuma NBR rivestita di PVC
34080	STOP	Arancio	Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
34078	STOP	Nero	Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
34079	CONTOUR	Giallo	PVC atossico+poliuretano

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI



34010



34011

Cintura regolabile



34014

Set di 3 cinture regolabili, con sacca



34015

Set di 3 cinture, con sacca




34012



34013




34081



34082

Progettato per fornire una completa immobilizzazione del corpo
183x46x5 cm




34018

Ragno a strappo regolabile in diverse misure, per bambino e adulto
203x51x5 cm

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensione cm	Portata max kg	Tipo di fibbia	Deve essere utilizzata con
34010	Cintura-A	rosso	5x213	60	Chiusura snap in plastica	Barelle + tavole spinali
34011	Cintura-B - regol.	nero	5x213	60	2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica	Tavole spinali
34012	Cintura-C	rosso	5x213	200	Rilascio automatico veloce (cintura unica)	Barelle + tavole spinali
34013	Cintura-D	nero	5x213	200	Rilascio automatico veloce (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34014	Set 3 cinture-B	arancio	5x274	60	2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica	Tavole spinali
34015	Set 3 cinture-D	giallo	5x213	200	2 clip oscillanti (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancio	-	-	Gancio in plastica a rilascio rapido	Barelle + tavole spinali
34082	Ragno/Spider	mix	5x46x183	-	Sistema chiusura velcro	Tavole spinali
34018	Ragno regol	mix	5x51x203	-	Sistema chiusura velcro - regolabile	Tavole spinali
32794	Borsa nylon	rosso	-	-	-	Contiene fino a 3 cinture

SACCHI PER SALMA



• **34116 SACCO PER SALMA - PVC**
Materiale: PVC (all'interno trasparente e all'esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe. Colore: nero. Misure: 210x90 cm. Portata: 150 kg



• **34117 SACCO PER SALMA - vinile**
Materiale: Nylon (coperto di vinile) conforme agli standard EN 1865. Dotato di una lunga chiusura a lampo. Colore: blu. Misure: 210x90 cm. Portata: 150 kg

TELO PORTAFERITI

188x53x4 cm



34090

• **34090 TELO PORTAFERITI**
Realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente allo sporco, impermeabile, facile da lavare e traslucido ai raggi-x. Dotato di otto maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente. Dimensione 190x60 cm. Dotato di borsa. Portata: 150 kg