

PALLONI RIANIMAZIONE GIMA



PALLONE RIANIMAZIONE GIMA

Linea di palloni rianimazione in gomma di alta qualità di produzione Italiana. La linea offre 3 modelli di dimensioni differenti: adulti, bambini e neonati, più un kit per adulti. Tutti i modelli sono forniti di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale. Ogni rianimatore può essere smontato per le operazioni di pulizia e sterilizzazione. Produzione italiana. Autoclavabile a 121°C massimo 20 volte.

• 34230 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti

Fornito con mascherina N° 4 - volume 1'800 cc - latex free

• 34231 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti in sacca

Stesse caratteristiche del cod. 34230.

Corredato di un apribocca elicoidale, una pinza tiralingua, 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande) ed un tubo ossigeno. Il tutto è contenuto in una robusta sacca in nylon.

• 34233 PALLONE RIANIMAZIONE - pediatrico

Fornito con mascherina N° 3 - volume 800 cc - latex free

• 34232 PALLONE RIANIMAZIONE - neonatale

Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 cc - latex free

• 34271 BORSA NYLON per palloni 18,5x15x30 - ricambio

Valvola sovrappressione a due vie (54 m/bar): elimina problemi di "rigurgito" causati dalla presenza di cibo nello stomaco del paziente



PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free

Palloni rianimazione trasparenti in silicone, completamente autoclavabile a 134°C (nessun limite al numero di cicli di sterilizzazione).

• 34244 KIT PALLONE RIANIMAZIONE - adulti

Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H₂O, tubo ossigeno 2 m, valvola riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2'500 ml. Volume: 1'600 ml.

• 34245 PALLONE IN SILICONE - adulti

Fornito con mascherina N° 4 - volume 1'600 ml.

• 34246 PALLONE IN SILICONE - pediatrico

Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm H₂O - volume 550 ml.

• 34247 PALLONE IN SILICONE - neonatale

Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm H₂O - volume 280 ml.



PALLONI RIANIMAZIONE MONOUSO - MONOPAZIENTE

PALLONI IN PVC: palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso, non autoclavabili. Latex free.

• 34277 PALLONE PVC - adulti

Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1'600 ml

• 34248 PALLONE PVC - bambini

Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola POP-Off 40 cm H₂O. Volume: 550 ml.

• 34249 PALLONE PVC - neonati

Fornito con mascherina monouso n° 1 e valvola POP-Off 40 ml H₂O. Volume: 280 ml.

