

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - NUOVA GENERAZIONE

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - monouso

Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto.


Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno (solo 34235, 34236) e tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H₂O (34236/7).

I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione.

- 34235 AMBU SPUR II ADULTI - con mascherina n°5 e sacca ossigeno
- 34236 AMBU SPUR II PEDIATRICO - con mascherina n°1 e sacca ossigeno
- 34237 AMBU SPUR II NEONATALE - con mascherina n°0

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34235	34236	34237
Adatto per:	Adulti > 30 kg	Bambini 10-30 kg	Neonati < 10 kg
Capacità espulsa	1 mano	800 ml	450 ml
	2 mani	1475 ml	150 ml
Volume pallone	1475 ml	635 ml	220 ml
Dimensioni (Lunghezza x diametro)	295x127 mm	234x99 mm	168x71 mm
Volume sacca ossigeno	2600 ml	1500 ml	-



Ambu

MASCHERINE PER PALLONI RIANIMAZIONE

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato (misure 3, 4 e 5) o interamente in silicone (misure 0, 1 e 2). Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

MASCHERINE AUTOCLAVABILI GIMA PLUS - ANESTESIA

Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polysulfano infrangibile. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free.

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio.

CE 0434

MONOPAZIENTE

AUTOCLAVABILI FINO A 40 VOLTE



AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE



Codice GIMA	MASCHERINE IN SILICONE LATEX FREE	Codice GIMA	MASCHERINE GIMA PLUS LATEX FREE	Codice GIMA	MASCHERA GIMA MONOPAZIENTE LATEX FREE - SENZA FTALATI
34220	Mascherina N° 0 - neonato/small	34252	Mascherina N°2 - bambino/small	34440	Mascherina N° 0 - neonato
34221	Mascherina N° 1 - neonato/large	34253	Mascherina N°3 - bambino/large	34441	Mascherina N° 1 - neonato/large
34222	Mascherina N° 2 - bambino/small	34254	Mascherina N°4 - adulti/small	34442	Mascherina N° 2 - bambino
34223	Mascherina N° 3 - bambino/large	34255	Mascherina N°5 - adulti/large	34443	Mascherina N° 3 - Adulti/small
34224	Mascherina N° 4 - adulti/small	34250	Mascherina N°6 - adulti/extra large	34444	Mascherina N° 4 - adulti
34225	Mascherina N° 5 - adulti/large		ALTA QUALITÀ	34445	Mascherina N° 5 - adulti/large



Codice GIMA	RESERVOIR- SACCHE OSSIGENO	Compatibili con codici GIMA
34275	SACCA OSSIGENO - 2'500 ml - senza valvola - monouso	34244 - 34245 - 34277 - 34200 (necessita valvola 34279), AMBU, LAERDAL
34257	SACCA OSSIGENO MONOUSO 1'000 ml - con valvola	34246 - 34247 - 34249
34258	SACCA OSSIGENO MONOUSO 2'500 ml - con valvola	34244 - 34245 - 34277
34279	VALVOLA SACCA	34275
Codice GIMA	VALVOLE E ACCESSORI PALLONI RIANIMAZIONE	Compatibili con codici GIMA
34259	VALVOLA ANTIREFLUSSO con 60 cm H ₂ O tipo Pop-off autoclavabile	34244 - 34245 - 34277
34227	VALVOLA PEEP - 30 mm (5-20 cm H ₂ O) - autoclavabile a 120°C / 248°F	34244 - 34245 - 34230 - 34240 - 34200
34228	ADATTATORE VALVOLA PEEP - Ø interno 22 mm, Ø esterno 30 mm	34277 (necessita adattatore 34228)
34276	TUBO PER OSSIGENO - 2 metri	34227
34271	BORSA NYLON PER PALLONI - colore rosso	Tutti i palloni
34256	VALVOLA POSTERIORE	Tutti i palloni
		34244 - 34245 - 34247

34256

