




LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+



LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+®

Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL Xenon alogene o LED HQ nel manico. Questa tecnologia innovativa pone i laringoscopi HEINE al di sopra delle lame e manici a fibre ottiche convenzionali. Il fascio di fibre ottiche HEINE HiLite, con una sezione sino al 100% in più rispetto ad altre produzioni, migliora la trasmissione di luce e rende la lama più resistente che mai alla sterilizzazione in autoclave. Heine offre una garanzia di 5 anni o di 4000 cicli standard in autoclave di 134°C per 5 minuti su tutte le lame con fibre HEINE HiLite. Le lampadine HEINE XHL Xenon alogene sono prodotte secondo la più recente tecnologia XENON per offrirvi sino al 40% di luce in più! Tutti i nuovi sistemi di laringoscopi HEINE F.O. + offrono anche effettivi vantaggi economici. Le lampadine HEINE XHL Xenon alogene 3,5V hanno una durata doppia rispetto alle lampadine da 2,5 V e offrono una luce sino a tre volte superiore rispetto alle lampadine dei laringoscopi convenzionali a 2,5V. I sistemi HEINE a 3,5 V impiegano una batteria ricaricabile di lunga durata da 3,5V che evita la necessità di sostituire frequentemente batterie non ricaricabili. Tutti i manici e le lame laringoscopio HEINE F.O. sono compatibili con le Norme ISO 7376 (Green System).

34404



Codice GIMA	Codice HEINE	LAME HEINE A FIBRE OTTICHE	Lunghezza totale	Larghezza distale
34411	F-000.22.119	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	F-000.22.120	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	F-000.22.121	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	F-000.22.122	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	F-000.22.110	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	F-000.22.111	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	F-000.22.100	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	F-000.22.101	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	F-000.22.102	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	F-000.22.103	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	F-000.22.104	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	F-000.22.105	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	F-000.22.313	MAC 3 - flex tip+	135 mm	15 mm

MANICI LARINGOSCOPI HEINE E CARICATORE

34400	F-001.22.812	Manico corto F.O. 2,5V per bambini e obesi
34401	F-001.22.860	Manico standard F.O. 2,5V
34405	F-008.22.860	Manico standard F.O. 2,5 LED
34402	F-008.22.891	Manico standard 3,5V LED Li-ion L - ricaricabile
31769	X-001.88.035	Ricambio lampadina per 34401 e 34400
34448	X-007.99.383	Batteria ricaricabile per 34402
34449	X-002.99.495	Caricatore NT300 per 2 manici

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC*

34403	F-119.10.860	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3
34404	F-120.10.860	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4

* Set include ricambio lampadina e manico F.O. 2,5 V (34401)

Su richiesta possiamo fornire in 15 giorni altri modelli di laringoscopi HEINE o RIESTER

34449+
34400+
34401

Misure: 14x6x6,6 cm



CARICATORE NT 300 PER 2 MANICI

Due compartimenti di carica indipendenti

- Carica veloce:
- 2 ore per manico Li-ion
- 4 ore per gli altri manici
- Carica automatica
- Indicatore di carica

MANICO STANDARD 3,5V LED LI-ION®

Manico F.O. LED ricaricabile 3,5V con display dello stato di carica nella parte inferiore del tappo. Stato di carica indicato per 10 secondi dopo l'accensione o dopo la rimozione dal caricatore
Tempo di ricarica: 2 ore

MANICO LED:

- 6'500 Kelvin
- 12'000 LUX a 40 mm
- Durata lampadina 50'000 ore

34402

Manico con display per lo stato di carica

