

# LARINGOSCOPI A LED E F.O. XENON/ALOGENI GIMA GREEN



## LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 4'000 volte.
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con i manici della norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" da 2,5 e batterie ricaricabili da 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene e LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili


### LAME MC INTOSH

### LAME MILLER



#### Lame Miller e Mc Intosh

- fascio di F.O., Ø 4.0 mm con più di 5'500 fibre individuali
- dotate di modulo staccabile
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce
- lampadina xenon/alogeno da 2,5 V 4'200 lux e lampadina xenon/alogeno 3,5 V 12'500 lux



Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN"	A	B	C
34460	MILLER N° 00 OXY lama - prematuri	65	40	8,5
34461	MILLER N° 0 lama - neonati	75	50	8,5
34462	MILLER N° 1 lama - bambini	102	77	8,5
34463	MILLER N° 2 lama - ragazzi	155	130	11
34464	MILLER N° 3 lama - adulti	195	170	11
34469	Mc INTOSH N° 0 lama - neonati	80	55	13
34470	Mc INTOSH N° 1 lama - bambini	92	67	14
34471	Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi	100	75	17
34472	Mc INTOSH N° 3 lama - adulti	130	105	18
34473	Mc INTOSH N° 4 lama - adulti large	155	130	18
34474	Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large	175	150	23

#### F.O. DI RICAMBIO PER "GIMA GREEN"

34483	F.O. di ricambio per "GIMA GREEN" N°3
34484	F.O. di ricambio per "GIMA GREEN" N°4
34486	F.O. di ricambio - "GIMA GREEN" specificare codice

#### BASE DI RICARICA GIMA

La base di ricarica GIMA può caricare sia le batterie da 2,5 V/3,5 V NiCa, NiMH che quelle ricaricabili Li-Ion. L'unità è stata studiata per evitare le cariche eccessive grazie all'indicatore del livello di carica. Può caricare contemporaneamente il manico adulto e quello pediatrico.




31542

#### BASE DI RICARICA 100-240V "GIMA GREEN"

31542	Base di ricarica per batterie ricaricabili Li-Ion, NiMH e NiCa
-------	--

\*La base di ricarica include un adattatore pediatrico, un supporto a muro, un connettore UK, US e EU 281

### MANICO BATTERIA XENON/ALOGENO



### MANICO BATTERIA LED



#### Manici LED e xenon/alogeni da 2,5 V e 3,5 V

- comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi
- manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.
- manico robusto in metallo rivestito di cromo

#### MANICO BATTERIA RICARICABILE GIMA GREEN

Codice GIMA	MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 2,5 V
34480	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V
34481	Manico adulti in metallo ricaricabile (2 batterie C) - 2,5 V
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NiMH 2,5 V 1'600 mAh
34479	Batteria ricaricabile adulti NiMH 2,5V 3'000mAh
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)

#### MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA batterie compatibili con manici ped. fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7

34487	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V) fino lotto 8
34488	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V) fino lotto 7
34489	Batteria ricaricabile pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487
34490	Batteria ricaricabile adulti 3,5 V/1'300 mAh per 34488
34491	Lampadina alogena 3,5 V

#### MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V

34456	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V)
34457	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V)
31540	Batteria ricaricabile pediatrica NiMH 3,5 V per 34456
31541	Batteria ricaricabile adulti NiMH 3,5 V per 34457, 34482
34491	Lampadina alogena 3,5 V

#### MANICI BATTERIA A F.O. LED 2,5 V E 3,5 V

34476	Manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V
34477	Manico adulto a LED ricaricabile 2,5 V
34482	Manico in metallo adulto ricaricabile - LED 3,5 V

#### MANICO COMPATIBILE - BATTERIA - LAMPADINA

Codice GIMA	Manico		V	Batteria				Lampadina
	Xenon	LED		Standard 2xAA	2xC	Ricaricabile NiMH	Li-Ion*	
34480	Ped.	-	2,5	si	no	34478	-	34485
34481	Adulto	-	2,5	no	si	34479	-	34485
34456	Ped.	-	3,5	no	no	-	31540	34491
34457	Adulto	-	3,5	no	no	-	31541	34491
34476	-	Ped.	2,5	si	no	34478	-	-
34477	-	Adulto	2,5	no	si	34479	-	-
34482	-	Adulto	3,5	no	no	-	31541	-

\*Le batterie Li-Ion hanno il doppio della capacità delle batterie di taglia equivalente NiMH.