

# SET LARINGOSCOPI F.O. GIMA GREEN: XENON/ALOGENI E LED



## SET GIMA A F.O., LED, XENON/ALOGENO

- lame Mc Intosh o Miller
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata
- manico batteria ricaricabile con lampadina xenon/alogeno o a led
- il manico della batteria ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o standard. I manici batteria ricaricabile devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).

### SET LARINGOSCOPI CON LAME A F.O.

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V	
34451	Set pediatrico	2 lame Miller 0-1
34454	Set pediatrico	3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4
34453	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Doctor set	3 lame Miller 1-2-3
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)	
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1'600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3'000 mAh	
Codice GIMA	SET F.O. GIMA GREEN - 2,5 V O 3,5 V	
34328	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4-2,5 V
34329	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3'000 mAh	
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*	

\*Batteria fornita a mezza carica

## LAME F.O. MAXLITE CON FIBRA INTEGRATA

Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corporei, consente alla lama di essere pulita e igienizzata facilmente.



## LAME F.O. GIMA GREEN



### CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME

	Lame a F.O. Gima Green	Lame a F.O. Maxlite
Conduttore fibra	smontabile	integrato
Ø fascio F.O.	4,0 mm	4,5 mm
Singole micro-fibre	> 5'500	> 6'500
Trasmissione di luce con 2,5 V	4'200 lux	6'000 lux
Trasmissione di luce con 3,5 V	12'500 lux	13'000 lux
Autoclavabile a 134° C	4'000 volte	4'000 volte

### SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O. - FIBRA INTEGRATA

Codice GIMA	SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V	
34332	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1
34333	Set adulti	3 lame Mc Intosh 1-2-3
34334	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)	
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1'600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3'000 mAh	
Codice GIMA	SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V O 3,5 V	
34336	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1 - 2,5 V
34337	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1'600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3'000 mAh	
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*	

\*Batteria fornita a mezza carica

# LARINGO F.O. XENON/ALOGENO E LED PER INTUBAZIONI DIFFICILI

## SET FLEXI F.O. PER INTUBAZIONI DIFFICILI

Questo pratico kit include, in una valigetta in plastica, un manico, una o due lame a F.O. (Dimensione 3 Mc Intosh o 3 e 4 con punta angolabile per intubazioni difficili).

- lama a Fibre Ottiche GIMA GREEN
- dimensione universale Mc Intosh 3 (130x18 mm)
- tratto angolabile 30 mm
- autoclavabile a 134°C
- conforme norme ISO 7376-3
- il canale offre una migliore area di visualizzazione
- fascio di fibre 4,0 mm (GIMA GREEN) o 4,5 mm (MAXLITE) per la massima resa luminosa
- 2 batterie "C" o ricaricabili



34492



Codice GIMA	SET FLEXI F.O. - 2,5 V	
34492	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN 1 lama Mc Intosh 3	
34495	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN 2 lame Mc Intosh 3-4	
34498	SET FLEXI LED F.O. MAXLITE 2 lame Mc Intosh 3-4 con fibra integrata	

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI	
34493	LAMA FLEXI F.O. N° 3 Mc Intosh (130x105 mm)	
34494	LAMA FLEXI F.O. N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)	
34485	Lampadina 2,5 V - ricambio	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V/ 3'000 mAh	
31542	Base di ricarica 100-240 V - vedi pagina 281	