

## HYPOR-PLAST

**Bendaggio adesivo estensibile**  
Rotolo di bendaggio 100% poliestere estensibile di colore bianco. Estremamente traspirante e confortevole. Ipoallergenico e delicato sulla pelle. Indicazioni: ideato per le medicazioni e per gli altri dispositivi medici.

Codice GIMA	BENDAGGIO ADESIVO ESTENSIBILE
34863	Rotolo m 10 x 5 cm
34864	Rotolo m 10 x 10 cm
34865	Rotolo m 10 x 15 cm



## EMOCONTROL

• **34782 EMOCONTROL - TAMPOBENDA**  
Emocontrol è un semplice, veloce ed efficace bendaggio elastico per ferite e piccole emorragie. Lunghezza 4,5m, larghezza 10 cm con un tampone di 10x10 cm e 2 clips. Produzione italiana.



## NASTRI NEUROMUSCOLARI MTAPE®

Cerotti adesivi elastici per la stimolazione dei muscoli, adatti per creare bendaggi con la tecnica del taping neuromuscolare. Cerotti adesivi acrilici ipoallergenici, permeabili al vapore acqueo e resistenti al sudore. Consentono un potenziamento dello stimolo dei sistemi muscolari e favoriscono l'assorbimento degli edemi. Confezionati individualmente in busta di plastica. Cotone 100%. Spessore e resistenza alle tensioni di alta qualità.

Codice GIMA	NASTRI NEUROMUSCOLARI	Minimo vendita
34742	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - nero	conf. da 1 pz.
34743	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - blu	conf. da 1 pz.
34744	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - rosso	conf. da 1 pz.
34748	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - vari colori	conf. da 6 pz.

La scatola di colori misti contiene 6 rotoli di vari colori: blu, rosso, rosa, giallo, verde, nero



CE

## CEROTTI SPORTIVI SU TELA



34755

34754

CE  
Produzione italiana

Codice GIMA	CEROTTO SU TELA BIANCA ALL'OSSIDO DI ZINCO	Minimo vendita
34753	Rotolo 14 metri x 2,5 cm - per dita	conf. da 48 pz.
34754	Rotolo 14 metri x 3,8 cm - per polso	conf. da 30 pz.
34755	Rotolo 14 metri x 5 cm - per caviglia	conf. da 24 pz.

## RETE TUBOLARE

Rete tubolare elastica ideale per applicazione di medicazioni e garze. Grazie alla sua versatilità può essere utilizzata per ogni parte del corpo. La speciale struttura del materiale permette una tenuta priva di compressione. Produzione italiana.



CE

Codice GIMA	N	Lunghezza sotto tensione: 25 m		
34701	1		4	
34702	2	1	5	7 piccola
34703	3			
34704	4	2	6	8 media
34705	5			
34706	6	3	9	9 grande
34707	7			
34708	8			
34709	9			



## BENDE GESSATE

**BENDE GESSATE**  
Garza assorbente 100% cotone, 170 fili/cm<sup>2</sup>, conforme ai requisiti della British Pharmacopea.

Codice GIMA	CELLONIT - BENDE GESSATE	Minimo vendita
34692	Benda gessata 2 m x 10 cm	Conf. da 100 pz.
34693	Benda gessata 2 m x 15 cm	Conf. da 50 pz.
34694	Benda gessata 2 m x 20 cm	Conf. da 50 pz.
34695	Benda gessata 2,7 m x 10 cm	Conf. da 80 pz.
34696	Benda gessata 2,7 m x 15 cm	Conf. da 40 pz.
34697	Benda gessata 2,7 m x 20 cm	Conf. da 40 pz.

Confezionati singolarmente in una busta di plastica e scatola di cartone

