

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE COMPRESSIONE




COMPRESSIONE
BI-ELASTICA
FORTE

PREVIBIELASTICA
Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso. La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.



COMPRESSIONE
FORTE

PREVIFORTE
Benda compressiva per uso flebologico. Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.



COMPRESSIONE
MEDIA

PREVINOVA
Banda universale compressiva e protettiva della medicazione a sostegno. Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi post sportivi e da lavoro con **compressione media**.



COMPRESSIONE
LEGGERA

PREVIMEDICAL
Banda universale compressiva e protettiva delle medicazioni a sostegno. Per il fissaggio delle medicazioni e per sostegno e protezione su: contusioni, escoriazioni ed ematomi con **compressioni medio-leggere**.

	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	PREVI BIELASTIC	PREVI FORTE	PREVI NOVA	PREVI MEDICAL
Composizione: cotone	70%	92%	69%	60%
poliammide	19%	-	25%	33%
poliuretano	11%	8%	6%	7%
Allungamento: longitudinale	160%	170%	250%	160%
trasversale	80%	-	-	-

Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE confezionate singolarmente, con clip		Minimo vendita
PREVIBIELASTICA - compressione forte			
34645	PreviBielastica	7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVIFORTE - compressione forte			
34647	PreviForte	7 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34648	PreviForte	7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVINOVA - compressione media			
34650	PreviNova	4,5 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34651	PreviNova	4,5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34652	PreviNova	4,5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
PREVIMEDICAL - compressione medio leggera			
34654	PreviMedical	5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34655	PreviMedical	5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE

- Per il fissaggio della medicazione
- Per bendaggi di sostegno leggero nel trattamento di fratture leggere
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Composizione:	42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide, lattice
Altezza:	4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm
Allungamento:	50% circa
Larghezza:	circa 4 m in massima estensione



Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE	Minimo vendita
34657	Bende coesive 4 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34658	Bende coesive 4 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34659	Bende coesive 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
34660	Bende coesive 4 m x 12 cm	conf. da 10 pz.
34661	Bende coesive 20 m x 6 cm	conf. da 1 pz.
34662	Bende coesive 20 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
34663	Bende coesive 20 m x 10 cm	conf. da 1 pz.

BENDE COESIVE

Fasciatura coesiva a fissazione istantanea e durevole, aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai vestiti. Non slitta, è permeabile all'aria, allungabile approssimativamente fino al 115%. Tollerata dalla pelle, si adatta perfettamente alla parte da trattare, senza impedire il movimento.



Codice GIMA	BENDE COESIVE	Minimo vendita
34710	Benda coesiva 6 cm x 4 m	conf. da 72 pz.
34711	Benda coesiva 8 cm x 4 m	conf. da 72 pz.
34712	Benda coesiva 10 cm x 4 m	conf. da 36 pz.
34713	Benda coesiva 12 cm x 4 m	conf. da 36 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE

Bende coesive:
- Per il fissaggio della medicazione
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché aderisce su se stessa e non sulla pelle

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Composizione:	42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide, 1% elasthan e lattice
Altezza:	6 - 8 - 10 cm
Larghezza:	circa 4 m in massima estensione
Allungamento:	90% circa

BENDE COESIVE COLORATE						
Dimensioni	Verde	Blu	Rosso	Giallo	Mix colori*	Minimo vendita
4 m x 6 cm	-	34665	34666	-	34668	conf. da 10
4 m x 8 cm	34669	34670	34671	34672	34673	conf. da 10
4 m x 10 cm	34674	34675	34676	-	34678	conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, bianco)



Coesive attraverso micro punti in lattice sulla superficie