

BENDE DI GARZA

Per il fissaggio della medicazione e per l'assorbimento degli essudati. 100% cotone idrofilo - produzione europea.



Codice GIMA	Fili	BENDE DI GARZA	Minimo vendita
34840	20	Bende di garza 3,5 m x 5 cm	conf. 12 pz.
34841	20	Bende di garza 3,5 m x 7 cm	conf. 10 pz.
34842	20	Bende di garza 3,5 m x 10 cm	conf. 6 pz.
34844	20	Bende di garza 5 m x 5 cm	conf. 100 pz.
34846	20	Bende di garza 5 m x 7 cm	conf. 100 pz.
34847	20	Bende di garza 5 m x 10 cm	conf. 100 pz.

BENDE ELASTICHE

Bendaggio elastico di contenimento. Ogni benda è protetta da singolo cellophan. - **Non adesiva**, tipo Ideal (65% cotone, 35% fibra poliammidica)



Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI	Minimo vendita
34720	Benda misura 4,5 m x 5 cm	conf. 20 pz.
34721	Benda misura 4,5 m x 7 cm	conf. 20 pz.
34722	Benda misura 4,5 m x 10 cm	conf. 20 pz.

GARZA LAPAROTOMICA

100% garza di cotone secondo la Farmacopea Europea e EN 14079, non sterile. Rilevabile ai raggi X, circa 60% di Bario Solfato



Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA LAPAROTOMICA	Minimo vendita
34775	4	17	Dimensioni 20x20 cm	conf. da 100 pz.
34776	4	17	Dimensioni 30x30 cm	conf. da 100 pz.
34777	4	17	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 100 pz.
34778	4	17	Dimensioni 50x50 cm	conf. da 100 pz.

RULLI SALIVARI

• **35000 RULLI SALIVARI 1x3,8 cm**
Interno 100% cotone, morbido, flessibile, non lascia residui, non irrita, altamente assorbente fino a 6 volte il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma migliore quando è bagnato. Non sterile. Minimo di vendita: cartone da 10 conf. da 1000 pz.



35000

BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO

Per il fissaggio della medicazione, per il sostegno e la leggera compressione. La crespatura fa sì che il bendaggio resti ben ancorato su se stesso. Ben tollerate dalla cute, traspiranti. Composizione: 99% cotone - 1% lycra. Lavabile a 60°C. Produzione Europea.



Codice GIMA	BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVICREPE - 75 g ²	Minimo vendita
34725	Benda Previcrepe 4 m x 5 cm	conf. da 10 pz.
34726	Benda Previcrepe 4 m x 7 cm	conf. da 10 pz.
34727	Benda Previcrepe 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
34728	Benda Previcrepe 4 m x 15 cm	conf. da 10 pz.

BENDE ELASTICHE ADESIVE

Bende elastiche adesive, di contenimento. Protette singolarmente da cellophane, in scatola. **Le bende adesive sono** composte al 99.7% di cotone e allo 0.3% di poliammide. Produzione svizzera.



Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI ADESIVI	Minimo vendita
34730	Benda adesiva misura 4,5 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34731	Benda adesiva misura 4,5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34732	Benda adesiva misura 4,5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.

COTONE IDROFILO 100%



Codice GIMA	COTONE IDROFILO	Minimo vendita
34837	Cotone idrofilo 100 g - conf. da 50 pz.	conf. da 50 pz.
34832	Cotone idrofilo 250 g - conf. da 20 pz.	conf. da 20 pz.
34838	Cotone idrofilo 1000 g - conf. da 10 pz.	conf. da 10 pz.

BENDA ALL'OSSIDO DI ZINCO

• **34715 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 5 m**
• **34717 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 10 m**
Benda imbevuta d'unguento di zinco, pronta all'uso e allungabile. Confezionata in busta sigillata e in scatola singola. Produzione italiana.



COMPOSIZIONE TESSILE

Viscosa 71% - Poliammide 29% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, glicerina, propil-hydroxybenzoate, metil-hydroxybenzoate, acqua. Elasticità: 60% (±10%)