

TEGADERM™ 3M: MEDICAZIONI STERILI




Medicazioni trasparenti per la protezione delle ferite. Il sistema di applicazione a cornice si adatta a qualsiasi tipo di misura e forma. La sua forma sacrale unica permette l'applicazione anche sulle parti più difficili. Barriera batterica impermeabile sterile traspirante.

Questa medicazione composta costituisce una barriera batterica sterile e impermeabile. È composta da un tampone assorbente non-aderente legato ad una medicazione trasparente in film più grande e sottile.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ STERILE - pellicola trasparente	Minimo vendita
34900	1624W	TEGADERM™ 6x7 cm - sterile	conf. da 100 pz.
34901	1626W	TEGADERM™ 10x12 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34902	1627	TEGADERM™ 10x25 cm - sterile	conf. da 20 pz.
34903	1628	TEGADERM™ 15x20 cm - sterile	conf. da 10 pz.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ STERILE - pellicola trasparente + TAMPONE	Minimo vendita
34895	3582	TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34896	3586	TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34897	3589	TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34898	3591	TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - sterile	conf. da 25 pz.

TEGADERM™ 3M: MEDICAZIONI AVANZATE PER FERITE E FLEBO



Medicazione a fissaggio avanzato: garantisce una tenuta molto salda e una rimozione delicata che aiuta limitare il dolore, l'ansia ed i costi legati alla dislocazione del catetere.

Medicazione sterile per ferite. Composta da un adesivo idrocolloidale ricoperto di un film impermeabile ai liquidi, batteri e virus, traspirante.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ I.V. STERILE MEDICAZIONE AVANZATA	Minimo vendita
34945	1633	TEGADERM™ I.V. 7x8,5 cm	conf. da 100 pz.
34946	1635	TEGADERM™ I.V. 8,5x10,5 cm	conf. da 50 pz.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ HYDROCOLLOID	Minimo vendita
34968	90002	HYDROCOLLOID™ 10x10 cm quadrato	conf. da 5 pz.
34969	90007	HYDROCOLLOID™ 16x17 cm sacrale	conf. da 6 pz.



Medicazione in schiuma di poliuretano assorbente con una pellicola dall'alta traspirabilità che previene il rigonfiamento e la fuoriuscita di essudato e agisce come una barriera contro le contaminazioni esterne lasciando la medicazione intatta.

Medicazione sterile, conformabile e assorbente. È indicata per la medicazione di ferite con produzione di essudato moderata-alta. Antimicrobica e altamente assorbente, è composta da alginato di calcio sterile, carbossimetilcellulosa e da un complesso di argento ionico. Il rilascio di argento ionico riduce con grande efficacia la carica microbica causata da un ampio spettro di microorganismi, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA e VRE).

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ FOAM MEDICAZIONE ADESIVA O NON ADESIVA	Minimo vendita
34954	90601	TEGADERM™ FOAM - 10x10 cm	conf. da 10 pz.
34955	90604	TEGADERM™ FOAM - 9x9 cm per tracheotomia	conf. da 10 pz.
34957	90619	TEGADERM™ FOAM ADESIVA per gomito e tallone - 14x14 cm	conf. da 5 pz.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ ALGINATE e ALGINATE AG	Minimo vendita
34964	90112	TEGADERM™ ALGINATE - 10x10 cm	conf. da 10 pz.
34965	90312	TEGADERM™ ALGINATE AG - 10x10 cm con argento	conf. da 10 pz.

• 34974 FILM BARRIERA NON IRRITANTE CAVILLON 28 ml - 3M 3346E - conf. da 12
Liquido protettivo senza alcool. Forma una barriera liquida che si asciuga rapidamente e diventa una pellicola trasparente che lascia respirare la pelle. È stato studiato per proteggere la cute, sia intatta che danneggiata, dalle urine, feci e fluidi corporei, irritazioni da adesivo e attrito.



• 34972 HYDROGEL TEGADERM 15 g 3M 91110 - conf. da 10 tubetti monodose
Privo di lattice e di conservanti, facile da applicare. Formulato per mantenere il corretto grado di umidità a contatto con la ferita.



CUSCINETTO IN SCHIUMA RESTON™ 3M



Medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte, progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Agisce riducendo la pressione sulla pelle e può essere usata anche come imbottitura per letti e sedie impermeabile.

Codice GIMA	Codice 3M	CUSCINETTO IN SCHIUMA RESTON™ 3M	Minimo vendita
34920	1560	RESTON™ 30x20x1,1 cm	conf. da 10 pz.
34921	1561	RESTON™ 30x20x2,5 cm	conf. da 5 pz.
34922	1563	RESTON™ ROLL 10cmx5mx4mm	1 rotolo

BENDA ELASTICA COBAN™ 3M



Benda elastica autoaderente coesiva

Codice GIMA	Codice 3M	COBAN™ 3M BENDA ELASTICA AUTO ADERENTE - CONTIENE LATTICE	Minimo vendita
34923	1583	COBAN™ 7,5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 24 pz.
34924	1584	COBAN™ 10 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 18 pz.