

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA GIMETTE 1,5, 7, 21, 28, 50 LITRI

GIMETTE 1,5



35601

- 35601 GIMETTE 1,5 - sterilizzatrice a secco
- 35607 GIMETTE 7 - sterilizzatrice a secco



Due modelli di sterilizzatrici a secco che nascono per soddisfare l'esigenza di un'apparecchiatura compatta che abbia la stessa sicurezza ed efficacia dei modelli di maggiori dimensioni. La camera di sterilizzazione, della capacità di circa 1,5 e 7 litri, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox lucido 18/10.

Tutti i componenti utilizzati sono certificati dai più importanti marchi europei e l'assemblaggio è nel pieno rispetto della norma EN-61010.

Dotata di doppio termostato per il controllo della temperatura. Nel caso dovesse verificarsi un'anomalia sul primo termostato, interviene il secondo termostato limitando la temperatura e segnalando l'anomalia con l'accensione della spia rossa "alarm"

GIMETTE 7



35607

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIMETTE 1,5

Misure interne: 245x120x50 mm = vol. 1,5 dm³

Misure esterne: 310x180x180 mm

Assorbimento: 250 Watt

Peso: 4,3 kg

Fusibile: 1 A

GIMETTE 7

Misure interne: 410x180x90 mm = vol. 7 dm³

Misure esterne: 490x310x180 mm

Assorbimento: 400 Watt

Peso: 8 Kg

Fusibile: 2 x 2,5 A

Termometro: alta precisione con bulbo capillare

Caratteristiche uguali per entrambi i modelli:

Alimentazione: 230 V - 50 Hz

Termostato: regolabile a capillare 0 - 200°C

Temporizzatore: meccanico 0 - 120 sec.

2° Termostato: bimetallo a riarmo automatico

Conforme alle vigenti normative

Spie: verde - temporiz. arancio - riscaldamento rossa - allarme

Produzione italiana. Garantito 1 anno.

GIMETTE 21



35621

- 35621 GIMETTE 21 - sterilizzatrice a secco
- 35628 GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco
- 35629 GIMETTE 50 - sterilizzatrice a secco



Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C. La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 20 l, 28 l e 50 l.

Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C.

La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.

- 35610 VASSOIO PER GIMETTE 21 - ricambio
- 35611 VASSOIO PER GIMETTE 28 - ricambio

GIMETTE 28



35628

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GIMETTE 21	GIMETTE 28	GIMETTE 50
Misure interne mm:	300x250x260	380x250x260	405x340x350
Volume approx.	20 dm ³	28 dm ³	50 dm ³
Misure esterne mm:	440x340x400	550x340x400	605x460x480
Peso:	13 kg	17 kg	24,5 kg
Assorbimento:	600 Watt	500 Watt	1200 Watt
Caratteristiche uguali per i 3 modelli:			
Alimentazione: 230 V - 50 Hz			
Fusibili: 2 x 4 A (35621, 35628) 2 x 8 A (35629)			
Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione			
Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale			
Termometro: di alta precisione con bulbo capillare			
2° Termostato: bimetallo omologato			
Spie: verde-temporiz. arancio - riscaldamento rossa - allarme			
Costruita secondo le normative vigenti. Produzione Italiana			
Garantito 1 anno. Manuale in IT, GB, ES.			