

MONITOR VETERINARI MULTIPARAMETRICI PORTATILI



33779

- 33719 BM3 - 7" TFT display VET MONITOR
 - 33779 BM5 - 10.4" TFT display VET MONITOR
- Versatili, portatili, leggeri, i monitor BM sono stati progettati per essere utilizzati in ambiente veterinario. Il design compatto ed il manico ergonomico li rendono facili da spostare. Il monitor a colori visualizza tutti i segni vitali in vari colori per facilitarne il riconoscimento. La stampante integrata genera stampe di tutti valori misurati. Gli allarmi e le impostazioni sono facilmente regolabili. Vedi tutte le specifiche e gli accessori alle pagine 245-246
- 33741 SENSORE RETTALE TEMPERATURA EXACON - cavo 2,75 m

ECG+SpO₂+NIBP
+RESP+TEMPERATURA
+2IBP (solo 33779)



Clip ECG a 3 derivazioni



Sensore SpO₂

PULSOXIMETRO PALMARE VETERINARIO



34346

- 34343 PULSOXIMETRO PALMARE OXY 100 - per veterinaria
- Il Saturimetro palmare OXY 100 misura la saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza cardiaca (PR) ponendo il sensore su una determinata parte dell'animale, come la lingua, l'orecchio, la zampa o la coda. Fornisce inoltre il pletismogramma, il grafico a barre e la visualizzazione dell'indice di perfusione.
- leggero, piccolo e facile da maneggiare
 - memorizzazione dei dati con analisi della tendenza
 - due opzioni per la misurazione su:
 - 1- tessuto sottile: come lingua, orecchie,
 - 2- tessuto spesso: come gamba, coda.
 - Fino a 384 ore di memoria dati (con 1/2/4/8 secondi di intervallo di registrazione)
 - Avviso acustico e visivo per il superamento dei limiti regolabili.
- L'Ossimetro è fornito con sonda SpO₂ universale di tipo a "Y". Vedere le specifiche tecniche a pagina 251.
- 33346 SONDA SpO₂ di tipo a "Y" - ricambio
- Include 3 tre tipi di adattatori sonda (clip grande, clip piccola, fascetta in gomma)

OXY 100 è dotato di una sonda speciale per monitorare gli animali. La sonda SpO₂ universale del tipo a "Y" può essere utilizzata in combinazione con i tre tipi di adattatori forniti: a clip grande, a clip piccola e a fascetta in gomma e possono essere usati rispettivamente in punti diversi come la lingua, le orecchie, le zampe o la coda.

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per umani che per veterinaria. Composizione: 85% polipropilene 15% spandex e latex. Allungamento: 100% circa



BENDE COESIVE COLORATE

Dimensioni	Blu	Rosso	5 colori*	Minimo vendita
4.5 m x 7.5 cm	34734	34735	34736	conf. da 10
4.5 m x 10 cm	34738	34739	34740	conf. da 10

*Mix 2 bande per 5 colori (blu, rosso, verde, giallo, pelle).