



32164



32175

**Cartella clinica elettronica**  
Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

## VIDEO OTOSCOPIO VETERINARIA



- **32164 VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE - 3 MODULI CAMERA**  
3 moduli camera 75/150/300 mm, image dongle, set di cavi, 2 batterie alcaline AA

**Visualizzazione immediata**  
Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 secondi.

**Tempo reale di interazione**  
L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor, e può essere scaricata su PC o MAC.

- **32175 SUPPORTO DA TAVOLO**  
Sonde e accessori a pag. 178.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD a colori 2,4"  
Porta video  
Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g  
Durata della batteria: 4 ore

## OTO-OFTALMO VETERINARIA HEINE



80500

- **80500 SET OTOSCOPIO BETA 2,5 V - G-112.10.118**  
Set completo con testina aperta, 1 set di speculum chiusi lunghi (57xØ 4, 65xØ 6, 90xØ 7 mm), lampadina di ricambio, astuccio rigido.

- **80501 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VET F.O. XHL 2,5 V BETA 200 - G-151.10.118**

Set completo con: - Oftalmoscopio, Otoscopio BETA 200 VET, - 3 speculum riutilizzabili in SANALONS VET 61x Ø 4/6/9 mm - lampadina di ricambio per ogni strumento - astuccio con cerniera



- **31772 LAMPADINA 077 2,5 V PER OTOSCOPIO HEINE**
- **31781 LAMPADINA 069 2,5 V PER OFTALMO HEINE**

## FIBRE OTTICHE XHL TECNOLOGIA XENON ALOGENA



80501

## OTOSCOPI, OFTALMO E SET DIAGNOSTICI VETERINARIA



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425



31424



31422



31425

- **31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA**  
Include: set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)

- **31424 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO**  
Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale. **Tutti i set hanno manici 2,5 V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)**

- **31422 SET OTOSCOPIO XENON-ALOGENO**  
Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, set da 5 (31451) + 3 (31447) speculum autoclavabili in plastica

- **31425 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO**  
Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio alogeno, set 3 speculum in metallo + 2 in metallo finestrato (31453) autoclavabili



31447



31451



31453



Morsetto facilmente regolabile con un dito

31454

Codice GIMA	SET VETERINARIA ED ACCESSORI
<b>31451</b>	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
<b>31447</b>	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
<b>31453</b>	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
<b>31454</b>	Speculum nasale
<b>31478</b>	Lampadina alogena Xenon per otoscopio 2,5 V
<b>31479</b>	Lampadina alogena Xenon per oftalmoscopio 2,5 V
<b>31449</b>	Lampadina standard per otoscopio 2,5 V per 31442
<b>31542</b>	Stazione di ricarica
<b>34479</b>	Batteria NimH ricaricabile 2,5V / 3000 mAh