

CATETERI NELATON

Catetere maschile a due vie con bordi arrotondati

Catetere femminile a 2 vie con bordi arrotondati

Codice GIMA	CATETERI STERILI NELATON 2 vie con bordi arrotondati monouso	Minimo di vendita
MASCHILE - lunghezza 38 cm		
22003	Catetere maschile Nelaton ch/fr 10	conf. da 100
22004	Catetere maschile Nelaton ch/fr 12	conf. da 100
22005	Catetere maschile Nelaton ch/fr 14	conf. da 100
22006	Catetere maschile Nelaton ch/fr 16	conf. da 100
FEMMINILE - lunghezza 18 cm		
22023	Catetere femminile Nelaton ch/fr 10	conf. da 100
22024	Catetere femminile Nelaton ch/fr 12	conf. da 100
22025	Catetere femminile Nelaton ch/fr 14	conf. da 100
22026	Catetere femminile Nelaton ch/fr 16	conf. da 100

CATETERI FOLEY

Tre vie con bordi arrotondati

Due vie simmetrici con bordi arrotondati

Codice GIMA	CATETERI STERILI 100% FOLEY IN LATTICE RIVESTITI IN SILICONE MONOUSO	Minimo di vendita
Catetere a 2 vie con valvola morbida		
22063	Catetere a 2 vie ch/fr 10 - palloncino 5 ml	conf. da 50
22064	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22065	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22066	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22067	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
Catetere a 3 vie con valvola morbida - palloncino 30 ml		
22078	Catetere a 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22079	Catetere a 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22080	Catetere a 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50

CATETERI ASPIRAZIONE


Marcato tra 5-40 cm dall'estremità distale

Lunghezza 50 cm	Lunghezza 90 cm	CATETERI - ASPIRAZIONE STERILI SENZA FTALATI - ADATTATORE CONICO	Minimo di vendita
22110	22120	Catetere d'aspirazione ch/fr 6	conf. da 100
22112	22122	Catetere d'aspirazione ch/fr 8	conf. da 100
22113	22123	Catetere d'aspirazione ch/fr 10	conf. da 100
22114	22124	Catetere d'aspirazione ch/fr 12	conf. da 100
22115	22125	Catetere d'aspirazione ch/fr 14	conf. da 100

SONDE PER ALIMENTAZIONE

Codice GIMA	SONDE STERILI SENZA FTALATI lunghezza: 50 cm - con adattatore e sigillatura PLOG	Minimo di vendita
22150	Sonda per alimentazione ch/fr 5	conf. da 100
22151	Sonda per alimentazione ch/fr 6	conf. da 100
22152	Sonda per alimentazione ch/fr 8	conf. da 100
22153	Sonda per alimentazione ch/fr 10	conf. da 100

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - BRITISH STANDARDS



Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati

AUTOCLAVABILI A 135°C

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI:
Realizzati in polipropilene, materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards ed alle normative in vigore.


5 buone ragioni per scegliere la linea in plastica:

- più economica di circa il 50% rispetto all'acciaio inox
- può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
- esteticamente più bella e moderna
- molto più leggera dell'acciaio INOX
- non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa

- 26630 SCODELLINO Ø 60x h 40 mm - graduato 50 ml
- 26631 SCODELLINO Ø 80x h 60 mm - graduato 200 ml
- 26632 SCODELLINO Ø 100x h 45 mm - graduato 300 ml
- 26633 SCODELLINO Ø 150x h 70 mm - graduato 500 ml
- 26635 BACINELLA RENIFORME 200x45 mm - 500 ml
- 26636 BACINELLA RENIFORME 250x55 mm - 750 ml

Con rigonfiamenti speciali all'interno per prevenire fenomeni di "vuoto" durante la sterilizzazione

- 26638 VASSOIO PICCOLO 200x150x51 mm
- 26639 VASSOIO GRANDE 300x250x52 mm
- 26640 VASSOIO SAGOMATO 270x180x41 mm



26640

CONTENITORE URINE 24 ORE

- 25974 CONTENITORE URINE 24 ORE

Graduato a 2'500 ml - conf. da 24 pz.

Contenitore maschile e femminile.

Ogni contenitore è impacchettato singolarmente in una scatola di cartone.



Nuova formula con speciale adattatore femminile

PADELLA E URINALE - IN PLASTICA



Padella e urinale autoclavabili

25979

25978

- 25979 PADELLA IN PLASTICA - conf. da 20 pz.
- 25978 URINALE UOMO IN PLASTICA - conf. da 60 pz.