

DRUM PER STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - AISI 304



DRUM CILINDRICI IN ACCIAIO INOX per sterilizzazione in autoclave o a secco. Dotati di banda scorrevole interna e maniglia.

Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE
26673	Ø 120x h 120 mm
26674	Ø 140x h 140 mm
26676	Ø 160x h 120 mm
26678	Ø 180x h 180 mm
26680	Ø 190x h 160 mm
26681	Ø 240x h 160 mm
26682	Ø 240x h 240 mm
26683	Ø 290x h 160 mm
26684	Ø 290x h 240 mm
26687	Ø 290x h 290 mm
26688	Ø 340x h 240 mm
26685	Ø 340x h 340 mm
26686	Ø 390x h 250 mm



SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON O SENZA MANICO



SCATOLE IN ACCIAIO INOX - Autoclavabili a 100°C

- 26654 SCATOLE ACCIAIO INOX - 20x10xh 6 cm
- 26655 SCATOLE ACCIAIO INOX - 25x12xh 6 cm
- 26656 SCATOLE ACCIAIO INOX - 30x15xh 6 cm



SCATOLE IN ACCIAIO INOX - con manici - Autoclavabili a 125°C

- 26668 SCATOLE ACCIAIO INOX - 18x8xh 4 cm
- 26669 SCATOLE ACCIAIO INOX - 20x10xh 4,5 cm
- 26670 SCATOLE ACCIAIO INOX - 25x12,5xh 4,6 cm
- 26671 SCATOLE ACCIAIO INOX - 30x15xh 6 cm
- 26667 SCATOLE ACCIAIO INOX - 50x20xh 10 cm
- 26672 TAPPETINO IN GOMMA - 20x10 cm per 26669

SECCHIO CON COPERCHIO IN ACCIAIO INOX

- 26576 SECCHIO CON COPERCHIO 12 l - 290x300 mm
 - 26577 SECCHIO CON COPERCHIO 15 l - 322x307 mm
- Secchi in acciaio INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.

