

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA

POCKET



25780

CS LINE

25784



25783

PBS LINE

25794

25793

25790

25795

25791

25792

Apertura doppia

Chiusura
provvisoria

Chiusura definitiva



Ampia apertura

Intagli per
rimozione aghiApertura provvisoria:
1 clic
Apertura definitiva:
2 clicIntagli per
rimozione aghi e
alette di sicurezzaChiusura
provvisoria

Chiusura definitiva



- formato tascabile, presa ergonomica
- facile manovrabilità anche con una sola mano
- doppio sistema di apertura: sganciamento aghi e penna da insulina ed eliminazione siringa completa
- indicazione del livello massimo di riempimento
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento
- chiusura provvisoria e definitiva
- possibilità di aggancio laterale

- chiusura semplice e pratica a scatto
- facile manovrabilità per apertura
- provvisoria anche con una sola mano
- ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

- manico ergonomico per i modelli più capienti
- alette anti deflusso per impedire la fuoriuscita dei rifiuti
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

Codice GIMA	CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET	Minimo vendita	Codice GIMA	CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI LINEA PBS	Minimo vendita
25780	Pocket 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm	conf. da 70	25790	PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm	conf. da 100
CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS			25791	PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,7 cm	conf. da 100
25783	CS 3 l - 16,7x16,7xh 22,2 cm	conf. da 50	25792	PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm	conf. da 75
25784	CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,5 cm	conf. da 40	25793	PBS 5 l - Ø 23xh 19,5 cm	conf. da 55
			25794	PBS 7 l - Ø 24,8xh 19,5 cm	conf. da 40
			25795	PBS 12 l - Ø 24,8xh 31,4 cm	conf. da 25

CERTIFICAZIONI



FDA K071517

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI - 30-50-60 L

CONTENITORI - 3 misure

- estremamente solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio, singolo e doppio
- maniglie laterali
- ottima impilabilità dei corpi.

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI				
Codice GIMA	Capacità	Coperchio	Portata max kg	Misura
25774	Contenitore 30 l	Semplice	15	40x30xh 39 cm
25775	Contenitore 30 l	Doppio	15	40x30xh 39 cm
25776	Contenitore 50 l	Semplice	20	40x30xh 56 cm
25777	Contenitore 50 l	Doppio	20	40x30xh 56 cm
25778	Contenitore 60 l	Semplice	25	40x30xh 65 cm
25779	Contenitore 60 l	Doppio	25	40x30xh 65 cm



Coperchio singolo con collante



Coperchio doppio con collante

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI - ORIGINALI BD

Contenitori, autoclavabili a 121°C con coperchio di sicurezza. Conformi alle norme BS7320:1990, NF x 30-500, ADR UN 3291

- 25822 CONTENITORE BD - 1,4 litri
- 25823 CONTENITORE BD - 3 litri - 18,2x18,2xh 26 cm
- 25827 SUPPORTO DA PARETE per 25823
- 25828 CONTENITORE BD - 7 litri - 19,5x27xh 25 cm
- 25829 CONTENITORE BD - 22,7 litri - 32,5x21,5xh 33 cm



25829



25823



25828



25822

