


LACCI EMOSTATICI: TUBOLARE, VELCRO, CON FERMO E PRIVI DI LATTICE



LATEX FREE

LACCI EMOSTATICI GIMA

Gima propone delle soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico con la sua gamma di lacci emostatici.


Tubolare tradizionale: per uso manuale

Fast: per una facile chiusura

Strip: laccio emostatico applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, ideale per diabetici. Lavabile ed autoclavabile.

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo.

Sistema Velcro:



Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Sistema di blocco	Origine
25733	Laccio Tubolare - conf. da 200 pz.	Lattice	Giallo	33	Manuale	Europa
25721	Laccio emostatico GIMA	Cotone-gomma	Giallo	40	Velcro	Asia
25725	Laccio emostatico STRIP	Velcro	Verde	45	Velcro+anello: uso con una sola mano	Asia
25727	Laccio emostatico FAST	Tessuto elastico	Rosso	40	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25728	Laccio emostatico FAST	Tessuto elastico	Verde	40	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25726	Laccio emostatico FAST	Tessuto elastico-latex free	Blu	40	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia

LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON FERMO - FABBRICATI IN GERMANIA



LATEX FREE

JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE O ISTANTANEO

Facile da usare, manovrabilità con una sola mano. Il sistema brevettato a due bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione. Il sistema di chiusura è realizzato in plastica riciclata (senza pvc). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Impermeabile al sangue. Lavabile a 60/90° C e autoclavabile. Produzione tedesca.

Sistema Jetpull (sistema brevettato tedesco):



Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Sistema di blocco	Origine
25722	Laccio JETPULL 2°	Tessuto elastico	Blu	56	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25723	Laccio JETPULL senza lattice	Tessuto elastico	Verde	56	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25724	Laccio JETPULL BABY	Tessuto elastico	Disegni	56	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania

RIFIUTI TAGLIENTI FINO A 72 CM

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI

Contenitori usa e getta per l'eliminazione di oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame.

Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura temporanea e definitiva, impugnatura ergonomica.



Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI
25797	Magnum 6,3 l - 17,2 x 12 x 62,1 cm
25798	Magnum XL 8,3 l - 17,2 x 12 x 85,3 cm
25799	Sistema di fissaggio* - orizz. o vert.

*Da parete o per carrello

LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

• 25740 LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

- latex free - monouso
Laccio emostatico a nastro, monouso, latex free, fabbricato in TPE. Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 42x2,5 cm spessi 0,5 mm

