



Fabbricato in Giappone



LATEX FREE

CURETTE DERMATOLOGICHE, MONOUSO



Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico ergonomico in plastica.

Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, pediatria, veterinaria. Prodotto monouso sterile. Non si deve affilare e sterilizzare.

Ampia scelta di dimensioni.

Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE LATEX FREE	Minimo vendita
26950	Curette Dermatologiche Ø 2 mm	20 pz.
26951	Curette Dermatologiche Ø 3 mm	20 pz.
26952	Curette Dermatologiche Ø 4 mm	20 pz.
26953	Curette Dermatologiche Ø 5 mm	20 pz.
26954	Curette Dermatologiche Ø 7 mm	20 pz.

CURETTE PER BIOPSIA, MONOUSO STERILI - LATEX FREE

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.



Senza otturatore	Con otturatore	CURETTE BIOPSIA - PUNCH LATEX FREE	Lama mm	Minimo vendita
26939	26970	Biopsia-Punch Ø 1 mm	7	20 pz.
26940	26971	Biopsia-Punch Ø 1,5 mm	7	20 pz.
26941	26972	Biopsia-Punch Ø 2 mm	7	20 pz.
26938	-	Biopsia-Punch Ø 2,5 mm	7	20 pz.
26942	26974	Biopsia-Punch Ø 3 mm	7	20 pz.
26943	-	Biopsia-Punch Ø 3,5 mm	7	20 pz.
26944	26976	Biopsia-Punch Ø 4 mm	7	20 pz.
26946	-	Biopsia-Punch Ø 5 mm	7	20 pz.
26947	-	Biopsia-Punch Ø 6 mm	7	20 pz.
26948	-	Biopsia-Punch Ø 8 mm	7	20 pz.



Il filo di lama senza giunte e l'acciaio inossidabile assicurano una superficie costantemente regolare di taglio, permettendo la qualità ottimale.



Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparente. Scatola multilingue in: GB, FR, DE, ES, PT, JP. Fabbricato in Giappone.



RASOIO PER USO MEDICALE



Codice GIMA	RASOI MONOUSO NON STERILI lame in acciaio	Minimo vendita
27080	Rasoio monolame - 102x40,3 mm	conf. da 100
27081	Rasoio bilame - 100x40,5 mm	conf. da 100
27082	Rasoio monolame per tricotomia	conf. da 50

RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO

• 27085 RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO
Rasoio elettrico chirurgico a batteria per rimuovere i peli dei pazienti prima di un'operazione o per qualsiasi altro intervento che necessita della loro rimozione.

• 27087 SET DI LAME PER RASOIO ELETTRICO - sterili- conf. da 10 pz.
Monouso per ogni paziente.



ISO 13485