

BISTURI E LAME MONOUSO STERILI GIMA

LAME MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 100 lame

Lame disponibili in acciaio inox, in fibra di carbonio o in acciaio inox con o senza punta arrotondata di sicurezza. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. La dimensione è identificabile chiaramente tramite un codice numerico ed un colore.



27020 Lama standard n. 10



27030 Lama sicurezza n. 10


BISTURI MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 10 bisturi

Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico. Linea premium con coprilama di sicurezza



27040-27048

MODELLO PREMIUM



Impugnatura graduata in ABS



Bilanciamento perfetto



Protezione in plastica



Protezione in plastica



27060-27066

MODELLO STANDARD

BISTURI DI SICUREZZA MONOUSO STERILI

Bisturi con lama retrattile in acciaio inox con ancoraggio di sicurezza. Forniti in conf. da 10 pezzi.



MODELLO SICUREZZA

27050-27053

PORTALAME DI SICUREZZA

- 26915 PORTALAME DI SICUREZZA N 3 per lame 10-15
- 26916 PORTALAME DI SICUREZZA N 4 per lame 20-25

Il manico permette la rimozione a mano libera della lama in conformità con gli standard OSHA e CDC

PREVENZIONE DEI TAGLI ACCIDENTALI CON PORTALAME E LAME DI SICUREZZA




PENNE DERMA

- 33181 PENNE DERMATOLOGICHE conf. da 10 pezzi.

2 PUNTE IN UNA:

- tenendo la penna verticalmente la traccia è di 0,2 mm ideale per le linee fini e precise richieste in chirurgia plastica
- tenendo la punta inclinata la traccia diventa di 2 mm adatta per chirurgia generale, vascolare, neurologica e in radiologia. Sterilizzate a raggi gamma. L'inchiostro color viola è atossico, e resistente al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool isopropilico. Produzione Inglese. Nella confezione è incluso un regolo centimetrato da 15 cm.



Codice GIMA	PORTALAME NON STERILI - ACCIAIO INOX			Minimo vendita
26913	Portalame N° 3 per lame 10-15			10 pz.
26914	Portalame N° 4 per lame 20-25			10 pz.
Fibra di carbonio conf. da 100	Acciaio inox conf. da 100	Lama sicurezza acciaio inox conf. da 100	LAME MONOUSO STERILI GIMA conf. da 100 pz.	
27000	27020	27030	Lame monouso sterili No.10	
27001	27021	-	Lame monouso sterili No.11	
27002	27022	-	Lame monouso sterili No.12	
27003	27023	27033	Lame monouso sterili No.15	
27009	-	-	Lame monouso sterili No.15c	
27004	27024	27034	Lame monouso sterili No.20	
27005	27025	27035	Lame monouso sterili No.21	
27006	27026	27036	Lame monouso sterili No.22	
27007	27027	27037	Lame monouso sterili No.23	
27008	27028	27038	Lame monouso sterili No.24	
Modello Premium	Mod. Standard	Mod. Sicurezza	BISTURI MONOUSO STERILI GIMA conf. da 10 pz.	
27040	27060	27050	Bisturi monouso sterili N° 10	
27041	27061	27051	Bisturi monouso sterili N° 11	
27042	-	-	Bisturi monouso sterili N° 12	
27043	27063	27053	Bisturi monouso sterili N° 15	
27049	-	-	Bisturi monouso sterili N° 15c	
27044	27064	-	Bisturi monouso sterili N° 20	
27045	27065	-	Bisturi monouso sterili N° 21	
27046	27066	-	Bisturi monouso sterili N° 22	
27047	27067	-	Bisturi monouso sterili N° 23	
27048	27068	-	Bisturi monouso sterili N° 24	

LAME E BISTURI PARAGON

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Lame fabbricate in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Sterilizzate a raggi gamma.



"BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Il grip sull'impugnatura permette una facile e precisa manipolazione. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama ed in scatole da 10 pezzi.

Lame conf. da 100	Bisturi conf. da 10	LAMA INOX
26901	26920	Lama 10
26902	26921	Lama 11
26903	26922	Lama 12
26904	26923	Lama 15
26905	26924	Lama 20
26906	26925	Lama 21
26907	26926	Lama 22
26908	26927	Lama 23
26909	26928	Lama 24



26920-26928