

## BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI SOEHNLE 7830

- 27275 SOEHNLE 7830
- 27276 SOEHNLE 7831 con altimetro
- 27277 SOEHNLE 7730  $\text{C} \text{E} \text{III} \text{M}$

Nuova gamma di bilance professionali Soehnle, dal design moderno ed accattivante con indicatore digitale in vetro. Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati.

Adatta per una semplice pesatura in istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie.

Nella bilancia Soehnle 7831 (27276) con altimetro integrato, il display cambia automaticamente da kg a cm quando l'altimetro è alzato. Così il paziente può contemporaneamente pesarsi e misurarsi.

Principali funzioni:

- indicazione di peso, altezza e BMI (indice di massa corporea) (solo cod. 27276)

- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo cod. 27276)

- nessun tasto, facile da usare, tara sul retro del display

- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)

- display LED: 5 cifre, altezza cifre: 15 mm

Manuale d'uso in DE, GB, FR, ES, PT (solo 27277),

IT, NL, DK, FI, SE, NO, GR, TR, CZ, SK, PL, RU.

Produzione tedesca.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	27275	27276	27277
Portata:	220 kg	220 kg	250 kg
Sensibilità:	100 g	100 g	100 g
Dimensioni mm:	369x609x893	369x609x1279	369x609x893
Peso:	13,6 kg	17,2 kg	13,6 kg
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110 V)		

Nessun tasto sul piano di vetro

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

Altimetro integrato

27276

27277

Ampie bande 364x405 mm superficie antiscivolo

## BILANCE MEDICALI SECA - CLASSE III

$\text{C} \text{E} \text{0109}$

$\text{III} \text{M}$



Con calcolo BMI

**seca**

27284

- 27284 SECA 756 - bilancia meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III

La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall'utilizzatore.

Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco ed italiano.

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Capacità: 160 kg  
Precisione: 500 g  
Peso: 18,5 kg  
Dimensione: 628x360x1'000 mm  
Piattoforma: 360x350 mm con rotelle

Simboli:

$\text{III} \text{M}$  = Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale  
 $\text{C} \text{E} \text{III}$  = Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

$\text{C} \text{E} \text{0109}$

$\text{III} \text{M}$



Fornita con altimetro

**seca**

27296

- 27296 SECA 711 - bilancia meccanica con altimetro - classe III (60-200 cm)

- 27297 SECA 700 - bilancia meccanica con altimetro - (60-200 cm)

Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva. Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati. Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano.

- 27298 ALTIMETRO SECA 220 - ricambio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 220 kg  
Precisione: 100 g (27296) - 50 g (27297)  
Peso: 21,7 kg  
Dimensione: 520x1'556x520 mm  
Piattoforma: 350x360 mm

$\text{C} \text{E} \text{0109}$

$\text{III} \text{M}$



Semplice pressione di un tasto per l'indicazione del BMI

La piattaforma antiscivolo garantisce un appoggio sicuro e protetto

27292

27292 + 27298

- 27292 SECA 799 - digitale con BMI - classe III

• 27298 ALTIMETRO SECA 220  
Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e per pratiche mediche. Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La funzione BMI offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente. Diverse funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico. Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 200 kg  
Precisione: 100g < 150 kg > 200g  
Peso: 6,3 kg  
Dimensione: 294x831x417 mm  
Piattoforma: 272x280 mm

$\text{C} \text{E} \text{0109}$  = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE