

BILANCIA DIGITALE PEGASO



Altimetro telescopico in alluminio anodizzato con campo di misurazione da 75 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm

Doppia lettura kg/lb.



27288

• 27288 BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (75x210 cm)

Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico per evitare sprechi di energia. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.

• 27281 ALIMENTATORE - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Dimensione:	535x275x1'060 mm
Piattaforma:	372x275 mm
Peso:	15 kg
Alimentazione:	110-240 V - 50-60 Hz
Caricabatteria:	6 V - 5 AH
Tempo di ricarica:	4-5 ore
Autonomia:	36 ore da carica completa

BILANCIA ASTRA



Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm



27310

• 27310 BILANCIA ASTRA - 200 kg meccanica con altimetro (75-200 cm)

Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. Dotata di rotelle per una facile movimentazione.

Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, greco, portoghese, arabo.

Rotelle per una facile movimentazione

Pedana antiscivolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso:	17 kg
Dimensioni:	275x1'485x530 mm
Piattaforma:	375x275 mm

BILANCIA SEDIA

SOEHNLE
PROFESSIONAL

27273



• 27273 BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802

Bilancia a sedia completamente elettronica. Non necessita di manutenzione. Ampio display con cifre alte 15 mm. Un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura. Braccioli rimovibili. Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili (4x1,5 V). Durata delle batterie fino a 150 ore. Manuale d'uso in DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso totale:	27 kg
Dimensioni:	580x1'100x930 mm
Alimentazione:	230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA
Produzione tedesca	

BILANCIA MULTIFUNZIONE

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Schermo LED con numeri alti 15 mm

Bilancia multifunzione con 3 scorrimano per pazienti disabili o obesi, rampa per carrozzine e gancio per indicatore



27243
+
27244
+
27251

Braccio per installazione dell'indicatore di peso

Scorrimano di sostegno

Rampa per carrozzine

27243




Piattaforma con l'indicatore

27243
+
27244



27243
+
27245



• 27243 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7808

Manuale in: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.

• 27244 RAMPA PER CARROZZINE

• 27245 SCORRIMANO PER OBESI+BRACCIO

• 27251 SCORRIMANO DI SOSTEGNO+BRACCIO

• 27278 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7708

(con 27244+27251) - manuale in: GB, FR, DE
Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o successivamente) gli scorrimani di sostegno, per persone obese, il braccio per l'indicatore di peso e le rampe per carrozzine. Mobile mediante 3 rotelle e una maniglia. Prodotto in Germania.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	300 kg	Sensibilità:	100 g
Dimensione:	840x880x55 mm		
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz		
	(disponibile su richiesta con batterie ricaricabili o Classe III)		