

PESA NEONATI DIGITALE SECA



Il vassoio per la misurazione del peso può essere rimosso facilmente e velocemente semplicemente premendo un bottone

seca

27283

27282

- 27282 PESA NEONATI SECA 354 - elettronica
- 27283 PESA NEONATI SECA 384 - elettronica - classe III **M** **CE** (III)

Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni; tara, hold, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg	Precisione: 10 g < 10 kg > 20 g
Dimensioni: 552x156x332 mm	Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)
Funzionamento a batterie	Fabbricate in Asia

PESA NEONATI MECCANICA SECA



CE

27299

- 27299 PESA NEONATI SECA 725 - meccanica
- 27294 PESA NEONATI SECA 745 - meccanica **M** **CE** (III)

La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta. Interamente costruita in metallo, dotata di un sistema di scorrimento dei pesi di elevata precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 16 kg	Precisione: 5 g (27299) 10 g (27294)
Dimensione: 550x180x290 mm	Peso: 6 kg
Fabbricate in Asia	

PESA NEONATI RIPIEGABILE



Pesa neonati ripiegabile

CE

SOEHNLE PROFESSIONAL

27266

- 27266 PESA NEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320

Pesaneonati facile da trasportare. Con sistema di chiusura magnetica. Apertura facile tirando le due parti della maniglia. Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto: dati stabili sul display grazie alla funzione Hold. Ampio schermo LCD di facile lettura. Doppia lettura in kg/lb. Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, AE.

- 27271 CUSTODIA DI TRASPORTO



27271

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg	Sensibilità: 10 g
Dimensioni: 375x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)	
Funzionamento a batteria 2x1.5 V AAA non fornite	
Peso: 1,9 kg	Garanzia: 2 anni

PESA NEONATI ELETTRONICA

• 27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica
Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 65x26 mm, e conversione kg/lbs. Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.

GIMA

27313

Altezza delle cifre LCD: 18 mm

Manuale d'uso multilingue e scatola regalo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg / 44 lbs	Precisione: 10 g
Dimensioni: 595x340x90 mm	Peso: 4 kg
Alimentazione: 4 batterie 1,5 V AA	Funzione spegnimento automatico



PESA NEONATI OSPEDALIERA



Alimentazione a rete o batteria

CE (III) M
27263

- 27263 PESA NEONATI OSPEDALIERA SOEHNLE 7725 - elettronica

Bilancia a doppia scala caratterizzata da alta precisione ed affidabilità, è adatta all'uso in ospedali (omologazione classe III, MPG classe I). Lo smorzamento ottimizzato e la funzione hold garantiscono misurazioni stabili ed accurate. Facile da pulire grazie alle forme ergonomiche senza smussature per una disinfezione agevole e conforme alle prescrizioni igieniche.

- display LCD ad alto contrasto con cifre alte 20 mm
- ampio angolo di lettura
- zero automatico all'accensione
- tasto funzione tara (il lenzuolino sul piatto può essere tarato)
- funzionalità hold

Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, NL, SE, AE.

- 27264 ALTIMETRO NEONATALE

Altimetro sia digitale che meccanico, 35-80 cm, divisione 1 mm. Manuale d'uso in 23 lingue.



27263+
27264

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg	Precisione: 2 g fino a 6 kg, 5 g per pesi superiori ai 6 kg
Dimensioni: 60x35x12 cm - 4,6 kg	
Volltaggio operativo: 220-235 V / 50-60 Hz o batterie ricaricabili	

PESA NEONATI FAMILY

- 27301 BILANCIA PESA NEONATI FAMILY - meccanica

Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare.

Portata 20 kg / 44 lbs.
Frazionamento bilancia:
50 g (0-10 kg)
100 g (10-20 kg).

Vassoio in plastica.
Quadrante in kg e lbs.
Regolazione manuale dello zero.



CE 0044

27301