

PESA NEONATI DIGITALE

CE 2004/108/EC

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Piatto rimovibile

27309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Dimensioni: 530x240x100 mm
 Funzionamento: a batteria 9 V - non incluse Garanzia: 2 anni
 Precisione: 10 g Peso: 4 kg Produzione Tedesca

• **27309 BILANCIA PESANEONATI SOEHNLE 8310** - elettrica
 Bilancia pesaneonati in plastica, facile da pulire e dall'aspetto gradevole.

- piatto rimovibile: può essere utilizzata come pesapersone per bambini sino a 20 kg
- sistema Quattro-Tronic a 4 celle di carico per la determinazione del peso indipendentemente dai movimenti del bambino
- nessun problema da usura, rotture - non necessita di manutenzione
- ampio display con cifre alte 20 mm
- un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura
- funzione di "blocco" del peso misurato: rimane stabile anche se il bambino si muove
- funzione tara vestiario
- spegnimento automatico
- manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.

• **27304 VALIGIA PER TRASPORTO**

• **27311 VASSOIO PER SOEHNLE 8310** - ricambio

□ PETTINI PER PIDOCCHI MANUALE ED ELETTRICO

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente i pidocchi e le lendini in modo indolore.

Ideale per i bambini e le persone allergiche.

• **24400 PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI**

Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, una spazzola rimovibile per la pulizia e una lente d'ingrandimento integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare i pidocchi e le lendini (uova piccoline). La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli.

• **24402 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI**

Questo prodotto innovativo rimuove e uccide i pidocchi e le loro uova tramite una scarica elettrica di 130-180 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Dotato di luce LED, indicatore acustico e una spazzola per la pulizia.



24400

Spazzola per la pulizia staccabile con lente d'ingrandimento integrata



24402

□ STRUMENTI CONTRO LE PUNTURE DI INSETTI, MEDUSE, SERPENTI



25770

• **25770 ZANZA CLICK**
 - IT - blu

• **25771 ZANZA CLICK** - GB
 - verde

Allevia con pochi "click" il prurito ed i fastidi delle punture di insetti, meduse ed ortiche.



• **25772 BABYFRIEND**

Dispositivo ad ultrasuoni scaccia-zanzare ed insetti.



• **25773 ECOSAVE**

Stimolatore elettronico di pronto intervento contro morsi e punture velenose. Poche scariche elettriche bastano a ridurre la reazione tossica.

CE 0051



□ SNORE STOPPER PER SMETTERE DI RUSSARE

• **24405 BRACCIALETTO SNORE STOPPER** - anti-russamento

• **24406 ELETTRODI DI RICAMBIO** - kit da 3 elettrodi

Questo innovativo braccialetto diminuisce il russamento grazie ad un processo naturale di biofeedback. Vi permette di dormire meglio e di svegliarvi in forma senza cambiare stile di vita.



□ RILEVATORE BATTITO FETALE

• **29485 RILEVATORE BATTITO FETALE BABY SOUND**

Dispositivo leggero e portatile per aiutare le donne a rilevare i suoni dei battiti cardiaci del feto e a seguirne la crescita e lo sviluppo.

Adatto all'utilizzo a domicilio. Fornito con cuffie, cavo per la registrazione e un manuale utente (GB, FR, IT, ES).



CE 0482

