

## TERMOMETRO DA ORECCHIO

- 25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO
- 25581 COPRILENTE - monouso - cf. 40 pz.
- 32212 BATTERIA - ricambio
- conforme agli standard "ASTM" e CE EN 12470-5
- (35,5° fino a 42° ± 0,2° C, altri ± 0,3° C)
- design particolare con presa ergonomica
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette un rapido confronto e valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi.



25580



25581

### CARATTERISTICHE TECNICHE 25580-25585

Campo di misurazione: - fronte 34,0°C-42,2°C (93,2°F~108,0°)  
 - modalità scansione: -22/80°C (-7,6/-76°F) - solo 25585

Tempo di risposta: 1 secondo (25580) 5-30 sec. (25585)

Tempo tra due misurazioni: > 5 secondi

Visualizzazione display °C/°F

Tipo batteria: CR2032 (32212)

Dimensione (LxWxH) - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g

Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98



## TERMOMETRO FRONTALE


- 25585 TERMOMETRO FRONTALE *Ampio display LCD*
- MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
- 32212 BATTERIA - RICAMBIO
- Innovativo termometro multifunzione a raggi infrarossi con 5 applicazioni: temperatura della fronte, temperatura ambientale, modalità scansione per rilevare la temperatura delle superfici (acqua del bagnetto o latte), orologio, e cronometro.
- indicatore LED a 3 zone per controllare con semplicità la presenza di febbre (vedi foto)
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala eventuali anomalie di funzionamento. Confezionato in scatola di lusso.



25585



Indicatore febbre a 3 LED



## TERMOMETRO AURICOLARE - PER USO DOMESTICO

- 25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE
- Piccolo, facile da pulire, termometro auricolare per uso domiciliare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di misurazione 34° C ~44° C (93,2° F - 111,2° F)

Precisione ±0,2° C (±0,4° F)

Tempo di risposta 1-2 secondi

Batteria litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4'000 misurazioni

Dimensioni 114x35x40 mm

Peso 35 g (batterie incluse)



10 memorie



Ampio display LCD 27,9x13 mm Facile da leggere

## TERMOMETRI SENZA MERCURIO

25551

25550

SENZA MERCURIO

25586

25589

- 25550 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO °C - scatola appendibile
- 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. 12 pezzi
- 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi
- Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. Prodotto italiano. fabbricato in Cina.
- 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con contenitore per scarico colonna gallio facilitato
- 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con espositore da 24 pz.
- Uguale ai codici 25550-51 ma con contenitore "shaker" per scarico colonna gallio facilitato.