

TERMOMETRI DIGITALI

30-60 SECONDI CE 0197



- 25559 TERMOMETRO DIGITALE °C - 30 secondi - scatola Fornito in espositore da banco da 36 pz. (inglese-italiano)
- 25560 TERMOMETRO DIGITALE °C - 60 secondi - scatola appendibile
- 25561 TERMOMETRO DIGITALE °F - 60 secondi - scatola appendibile (89,6-109,2 °F)

60 SECONDI CE 0197



- 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



- 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - scatola appendibile

30 SECONDI CE 0476



- 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile

30 SECONDI CE 0476



- 25565 TERMOMETRO CON DISPLAY RETROILLUMINATO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato.

TERMOMETRO BASALE

- 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile, per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI CE 0476



25608

TERMOMETRI DA BAGNO

- 25567 TERMOMETRO DA BAGNO °C - stella Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec. Campo misurazione 0° C a 70° C. Fornito in scatola appendibile.

CE 0476



25567

- 25598 TERMOMETRO DA BAGNO PAPERA Termometro a cristalli liquidi per controllare la temperatura del bagno in pochi secondi. Manuale in 10 lingue. Confezionato in espositore da 25 blister.



25560



25565



Espositore da 36 pz.

25559

TERMOMETRI DIGITALI

Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display - intervallo temperatura 32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25563, 25565) 32,0°C-42,0°C (25562, 25558)

- precisione $\pm 0,1$ °C
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e 25557 anche PL, AR.
- 25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz. per tutti i termometri tranne 25558, 25565

VELOCISSIMO: LETTURA IN 10 SECONDI CE 0197 FDA



- 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (dimensioni: 28x13 mm). Batteria CR1220 3V.

8 SECONDI CE 0197



- 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme febbre e scatola appendibile

TERMOMETRI LINEA BABY

60 SECONDI CE 0197



- 25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C - scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



- 25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA °C - scatola appendibile - punta flessibile

- 25568 TERMOMETRO A SUCCHIOTTO °C - scatola di cartone Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico. Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione $\pm 0,1$ °C. Batteria bottone da 1,5 V.



CE 0476



Letture veloce 120 sec

Allarme febbre

25568