

## SEDIE DA BAGNO




• **27733 SGABELLO GIREVOLE REGOLABILE**  
Seduta girevole a 90° con posizione di blocco in ogni posizione ad angolo retto. Seduta con 8 altezze regolabili, con un incremento di 2,5 cm. Pad centrale antiscivolo e morbido. Portata massima 135 kg. Dotato di maniglia e piedini antiscivolo.

• **27730 SEDIA DOCCIA con schienale**  
Seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo. Portata massima: 100 kg.


## SEDIA VASCA GIREVOLE

• **27732 SEDIA GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO**  
Dotato di morsetti (regolabili da 50 a 150 mm) applicabili sul bordo della vasca, senza bisogno di bucare o di ulteriori attrezzi, adatta a molti tipi di vasca da bagno. Seduta girevole a 90° con posizione di blocco. Maniglia di sicurezza per fornire il supporto e l'equilibrio quando si entra o si esce dal bagno, montabile sia a destra che a sinistra.




## SEDIA VASCA

• **27755 SEDIA GIREVOLE**  
Sedia per vasca, girevole a 360° in 4 posizioni per facilitare l'accesso. Seduta in polipropilene. Struttura in acciaio verniciato e sistema di rotazione in acciaio inox. Portata massima: 100 kg. Peso: 5,5 kg.



## MANIGLIONI A VENTOSA



CE FDA Approved 28974

• **28972 MANIGLIONE A VENTOSA 443 mm**  
• **28973 MANIGLIONE A VENTOSA 545 mm**  
• **28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA 929 mm**  
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover forare o trapanare. Il design delle ventose è brevettato (Ø 93 mm).



28972

28973


SICUREZZA VISIBILE

VERDE indica che è ben applicato.

ROSSO è indice di pericolo. Necessita di essere rimontato.

I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974). Realizzati in ABS ad alta resistenza; con indicatori verde/rosso per una maggiore sicurezza.

## SEDUTA VASCA



27731

• **27731 SEDUTA VASCA BAGNO**

## MANIGLIA



27734

- comoda impugnatura antiscivolo  
- montaggio facile senza bisogno di attrezzi  
- 2 morsetti per fissaggio al bordo della vasca  
- maniglia con 5 posizioni regolabili in altezza  
- grande maniglia per offrire massima stabilità

• **27734 MANIGLIONE VASCA DA BAGNO**

## RIALZI PER W.C.



• **27750 RIALZO WC - 12,5 cm**  
Con sistema di fissaggio e braccioli fissi. Portata massima: 130 kg. Imballaggio: 410x165x460 mm

• **27751 RIALZO WC - 12,5 cm**  
Con sistema di fissaggio (davanti e dietro) e braccioli reclinabili. Portata massima: 130 kg. Imballaggio: 410x165x460 mm

• **27741 RIALZO WC - 10 cm**  
• **27740 RIALZO WC - 14 cm**  
Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 200 kg.

• **27739 RIALZO WC MORBIDO**  
Altezza 10 cm. Prodotto in poliolefina espansa e reticolata. Misure 404x385x140 mm. Portata massima: 200 kg.