

STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA



- 43100 43101 43102 43110 43115
- 43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio
 - 43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio
 - 43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio
- Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.
- 43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - paio
- Per gli adulti alti e pesanti, l'impugnatura è regolabile da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.
- 43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio
- Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.
- 43120 PUNTALE IN GOMMA - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Peso kg:	0,5	0,5	0,5
Altezza da terra fino all'impugnatura mm:	758-883	720-960	520-740
Materiale dell'impugnatura:	Polipropilene		
Diametro tubo superiore/inferiore:	22/19	22/19	22/19
Regolazione dell'altezza:	regolabile 12 volte ogni 12 mm		
Finitura/materiale:	grigio anodizzato/alluminio		
Portata certificata fino a:	130 kg	150 kg	100 kg
Norme applicate per i test:	EN ISO 11199-1		
Impugnatura regolabile:	-	4 volte	3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x175/200

STAMPELLE E BASTONI



- 27779 BASTONE ALLUMINIO - bronzo
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg
- 27780 BASTONE ALLUMINIO - grigio
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg
- 27781 BASTONE ALLUMINIO - nero
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg
- 27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg
- 27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmire
Altezza regolabile: 82-92 cm - peso 0,36 kg
- 27790 TRIPODE - 4 piedi
In alluminio, altezza regolabile 74-97 cm - 0,9 kg
- 27793 STAMPELLE
Tubo leggero in alluminio. Grip anatomico.
Altezza regolabile: 96-119 cm - peso 0,55 kg - portata max. 130 kg
- 27795 PUNTALE IN GOMMA Ø 19 mm - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
- 27796 PUNTALE IN GOMMA Ø 16 mm - grigio per 27790 - cf. da 5
- 27797 PUNTALE IN GOMMA Ø 22 mm - grigio per 27798 - cf. da 5


BASTONI QUALITÀ ITALIANA



BASTONI IN LEGNO - QUALITÀ ITALIANA:

- 27760 "GIOTTO" CURVO - UOMO - marrone
- 27761 "GIOTTO" CURVO - DONNA - marrone
- 27762 "RAFFAELLO" A "T" - UOMO - marrone
- 27763 "RAFFAELLO" A "T" - DONNA - marrone
- 27764 "TIZIANO" - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone
- 27765 "TIZIANO" - MANICO ACETATO A "T" - unisex - marrone
- 27768 "LEONARDO" - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero
- 27769 "LEONARDO" - MANICO METALLO A "T" - unisex - nero
- 27772 "TIEPOLO" - MANICO "OCA" - unisex - nero

BASTONI QUALITÀ FRANCESE



BASTONI IN LEGNO:

- 27773 BASTONE A "T" - legno
- 27774 BASTONE CURVO - noce

BASTONI SINTETICI:

- 27776 BASTONE A "T" - nero
 - 27777 BASTONE CURVO - ambra
 - 27778 BASTONE CURVO - corna
- BASTONE ADVANCE:**
- 27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio
- Bastone in alluminio con altezza regolabile e maniglia in gel per ridurre lo stress nella presa

