

CARROZZINE DA COMODA ELITE- FABBRICATE IN ITALIA



43200

- **43200 COMODA ELITE 100 - 43 cm**
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- 4 ruote Ø 10 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale rigido
- produzione italiana



43203
Ruote posteriori pivotanti

- **43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm**
- **43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm**
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- WC in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile



Vassoio universale

43210



43217



43216

- **43210 VASSOIO UNIVERSALE**
 - **43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio**
 - **43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio**
 - **43216 CINTURA**
 - **43217 CINTURA CON ATTACCO**
- Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELITE 100	ELITE 200
Dimensioni:	53x88xh 95 cm	53x56xh 105 cm
Altezza seduta:	53 cm	53 cm
Larghezza seduta:	43 cm	43 o 53 cm
Peso:	14,6 kg	21 kg
Portata:	100	100

SEDIE COMODE

- **27701 SEDIA COMODA - acciaio**
- In acciaio inossidabile, seduta comoda in plastica, removibile.

- **27702 CARROZZINA COMODA - verniciata**
- Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica.

- **27703 CARROZZINA COMODA - acciaio**
- In acciaio inossidabile, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica.



27701



27702



27703

- **27699 POGGIPIEDI per 27702 - coppia**
- **27700 POGGIPIEDI per 27703 - coppia**

Codice GIMA	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4	Icona 5	Icona 6	Icona 7	Icona 8	Icona 9	Icona 10	Icona 11	Icona 12
	48	44	12.5	12.5	52	92	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27702/3												
	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8.5
27701												

COMODE WC



Peso: 5,5 kg
Portata: 100 kg
38 cm

Altezza regolabile 83 - 93 cm

Altezza regolabile 45 - 55 cm

42 cm 63 cm

- **27758 COMODA DA BAGNO con schienale**
- Sedile con struttura in alluminio adatta al bagno e alla doccia. Fornita con bacinella wc in plastica rimovibile. Altezza regolabile.



48 cm 45 cm

- **27759 COMODA WC**
- Dimensioni: 48x45 cm. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).

SEDIE COMODA COMFORT



43190

Peso: 6.6 kg

La seduta comoda ben imbottita offre alla sedia il massimo confort e un altissimo livello di igiene. La tazza è staccabile da entrambi i lati e dall'alto.

- **43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu**
 - **43191 SEDIA COMODA COMFORT - Altezza regolabile - blu**
- Produzione francese

PORTATA MASSIMA 130 kg



43191

Peso: 6.8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza totale: 86 o 86/97 cm	altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
Larghezza da un bracciolo all'altro: 60,5 cm	altezza seduta-schiena: 38 cm
Larghezza totale: 60,5 cm	profondità comoda: 39 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 o 72/83	profondità totale: 58 cm