

□ CARROZZINE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO



PEDIATRICA

CE

27708

- 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - seduta 32 cm - tessuto nero
- struttura in alluminio
- braccioli sollevabili
- poggipiedi fissi
- rotelle molto robuste
- ruote posteriori pneumatiche
- pieghevole



LEGGERA - SOLO 9,5 KG

CE

43250

- 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro
- carrozzina ultra leggera in alluminio di soli 9,5 kg
- braccioli fissi
- poggipiedi alzabili
- rotelle solide
- ruote posteriori solide
- maniglia di sollevamento
- dispositivo di blocco
- pieghevole



LEGGERA - SOLO 13 KG

CE

27718

- 27718 CARROZZINA LEGGERA ALLUMINIO - seduta 45 cm - tessuto tartan rosso
- carrozzina in alluminio
- braccioli removibili, poggipiedi alzabili
- freno di sicurezza
- ruote posteriori pneumatiche
- rotelle solide
- pieghevole



DELUXE



CE

- 27719 CARROZZINA CLASSICA ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina con telaio in alluminio rosso
- braccioli removibili
- poggipiedi removibili
- rotelle solide
- ruote posteriori pneumatiche a rilascio rapido
- pieghevole



CE

27720

- 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina in alluminio grigio
- braccioli regolabili in altezza e alzabili
- poggipiedi removibili
- ruote anteriori pneumatiche a rilascio rapido
- rotelle solide
- pieghevole



CE

27717

- 27717 CARROZZINA DELUXE - seduta 46 cm - tessuto nero
- braccioli da tavolo sollevabili
- altezza regolabile
- poggipiedi rimovibili
- ruote anteriori solide
- rotelle in PU a rilascio rapido
- pieghevole



RICAMBI - ACCESSORI																		
Carrozzina	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggipiedi	Asta portaflebo	52	32	35	58	15	48	90	97	36	40	(Kg)	DIM	NW	GW
27708	27742	-	27710	27705	52	32	35	58	15	48	90	97	36	40	75	90x33x73	13	15.5
43250	-	-	-	-	60	-	46	31	15	48	90	100	-	-	100	-	9.5	11
27718	27785	27789	27726	27705	63	28	46	40	15	51	91	100	40	45	100	78x28x78	13.7	15.5
27719	27786	27789	27727	27705	64	-	46	62	15	52	90	-	-	-	100	80x28x91	14.2	16.3
27720	27787	27791	27728	27705	63	-	46	62	15	50	89	-	-	-	100	83x28x92	17.2	19.4
27717	27748	27791	27714	27705	61	36	41	61	15	52	93	105	40	45	100	83x35x95	17	19