

CARROZZINE PIEGHEVOLI

Seduta e schienale in nylon nero

CE Telaio in acciaio laccato a polvere blu



Doppie traverse (solo per i codici 43262 e 43272)

CE braccioli imbottiti sollevabili



seduta e schienale in nylon nero

Corrimano in acciaio cromato

poggiapiedi in plastica

- 43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero
- 43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero
- 43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero
- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiapiedi in alluminio

- 43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero
- 43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero
- 43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm
- ruote anteriori solide in gomma Ø 20 cm
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- poggiambraccioli ribaltabili + cinghia

Carrozzina												DIM	NW	GW
43260	58	25	43	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43261	61	25	46	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43262	66	25	51	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43270	63	26	43	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43271	66	26	46	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43272	71	26	51	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21

ECONOMICA



27709

CONFORTEVOLE



27715

EXTRA LARGE - 55 cm



27716

- 27709 CARROZZINA STANDARD - seduta 50 cm - tessuto blu
- struttura cromata
- modello economico
- braccioli e poggiatesta fissi
- pieghevole
- ruote posteriori solide

27705



- 27715 CARROZZINA ROYAL - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura in acciaio cromato
- alta resistenza
- braccioli e poggia piedi rimovibili
- pieghevole
- ruote posteriori pneumatiche
- rotelle anteriori solide

- 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - seduta 55 cm - tessuto nero
- struttura in acciaio laccata a polvere
- larghezza superiore della seduta 55 cm
- braccioli sollevabili
- poggia piedi rimovibili
- ruote di tipo PU
- ruote posteriori pneumatiche

27706



Carrozzina	RICAMBI - ACCESSORI						Icone													
	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiatesta	Asta portaflebo	Tavolino*	Schienale PVC**												DIM	NW	GW
27709	27744	27788	27711	27705	27706	-	64	24	46	58	20	49	87	106	40	45	100	94x23x89	17	19,2
27715	27746	27789	27712	27705	-	27707	64	28	46	61	15	51	94	106	40	45	100	80x28x78	15,8	18,6
27716	27747	-	27713	27705	27706	-	73	32	56	62	20	54	93	109	45	46	125	83x33x93	21,5	24,1

** Schiena e seduta in PVC ignifughi
* Misure tavolino: 32x55