

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

Lunghezza lembi: 50x50 cm
(superiore ed inferiore)

**QUALITÀ MEDICA EN71
PVC DA 0,35 mm**

28513

28516

MATERASSO A BOLLE

Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie lunghe e a domicilio. Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed inferiore. Resistente al freddo fino a -30°.

COMPRESSORE

Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.



28514

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI

	28514	28517
Dimensioni:	25x13x9,5h cm	
Voltaggio:	240 V, 50 Hz	
Pressione di servizio:	50-105 mmHg	50-110 mmHg
Uscita aria:	4-6 litri/min	5-8 litri/min
Durata ciclo:	6 min	
Scatola di plastica:	Taiwan chimei ABS	
	-TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	

MATERASSI AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie lunghe e a domicilio. I 24 elementi in nylon + PVC di 7,5 cm forniscono un comfort superiore. Sono facilmente sostituibili in caso di rottura.

Codice GIMA	MATERASSI E COMPRESSORI
28513	Materasso a bolle
28514	Compressore per 28513
28515	Kit materasso a bolle + compressore (28513+28514)
28516	Materasso ad elementi intercambiabili
28517	Compressore per 28516
28518	Kit materasso + compressore (28516 + 28517)
28519	Elemento di ricambio per 28516

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSO

	28513	28516
Dimensioni totali:	200x90x7 cm	180x80x7,5 cm
Altezza elementi:	7 cm (2,7")	7,5 cm (3")
Materiali:	PVC	Nylon+PVC
Spessore:	0,35 mm	≥ 0,35 mm
N. di elementi:	130	24+1 ricambio
Per pazienti fino a:	100 kg	110 kg

MATERASSI TERAPEUTICI ANTI-DECUBITO FINO AL III STADIO

Coperta impermeabile, traspirante,
bi elastica facile da pulire.
In fibra di poliestere e PU.



28501

Materassino in
nylon/poliuretano

Dimensioni del compressore:
30 x 18 x 13 cm

Coperta impermeabile, ignifuga, traspirante,
bi elastica, batteriostatica, antifunghi, facile
da pulire. In fibra di poliestere e PU

Produzione italiana

Materassino in nylon/
poliuretano

28512

Dimensioni
del compressore:
27 x 23 x 13 cm

	28501	28511	28512
	Sovramaterasso	Materassino	Materassino
	18 elementi - altezza 11 cm	17 elementi - altezza 13 cm	20 elementi - altezza 18 cm

• 28501 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO BASIC - rischio basso

Euro basic è un sistema a bassa pressione alternata tramite compressore a 3 vie con regolatore di pressione e un sovrasmaterasso. Da utilizzare per la prevenzione e nelle terapie delle ulcere provocate dal decubito.

Modalità statica o dinamica: la modalità dinamica permette di cambiare continuamente le zone di contatto e di distribuire il carico del peso. La funzione CPR consente una deflazione rapida del sovrasmaterasso.

• 28511 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT EVO - rischio medio

• 28512 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT PRO - rischio elevato
Eurosoft è un sistema a bassa pressione alternata, adatto ai pazienti con rischi medi (28511) o elevati (28512) sulla scala di Norton. Comprende un compressore digitale a tre vie e un materassino di sostituzione.

- Elementi statici per migliorare il comfort del paziente
- base in schiuma di poliuretano, spesso 5 cm, per garantire supporto sufficiente al paziente in caso di emergenza.
- Funzione (PR per una deflazione rapida e facile del materasso (10 sec).
- Facilità di trasporto: il materasso rimane gonfio per 10-12 ore in caso di sospensione della corrente o durante il trasporto del paziente
- Sensore di inclinazione per evitare lo sprofondamento sacrale
- La superficie radiotrasparente permette di effettuare esami clinici senza muovere il paziente

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28501	28511	28512
Efficacia prevenzione (scala Norton)	rischio basso	rischio medio	rischio medio-alto
Efficacia prevenzione (scala NPUAP)	I livello	II livello	III livello
Dimensioni del materassino - cm	200x85x11	200x90x18	200x90x23
Peso del materassino - kg	3,5	7	9
Peso max. paziente- kg	150	200	250
Tempo di deflazione (CPR)	10 sec.	10 sec.	10 sec.
Tempo di gonfiaggio	25 min.	20 min.	30 min.
Alimentazione (compressore)	220/230 V - 50 Hz		
Conformità	CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2		