

## CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE



28530



28534



28538



PREVENZIONE DEL DECUBITO  
A BASSO RISCHIO

PREVENZIONE DEL DECUBITO  
A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECUBITO  
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

La linea Gima va dai cuscini in gel a quelli in schiuma ideati per i pazienti in carrozzina o costantemente seduti. Tutti i cuscini sono forniti con una fodera in PU (in uretano impermeabile) con una cerniera e una maniglia. Fabbricati in Francia.

- 28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm
  - 28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm
- Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso.

- 28534 CUSCINO VISCO-MOUSS 41x41x6 cm
  - 28535 CUSCINO VISCO-MOUSS 43x43x6 cm
- Visco Mouss è un cuscino modellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando nella sua posizione originale quando la pressione è rimossa. Quando il paziente si muove, il materiale reagisce molto rapidamente per assecondare la nuova posizione. La forma anatomica con bordi rialzati e la doppia pendenza migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta.

- 28538 CUSCINO GEL-AIR 2D 41x41x7,5 cm
  - 28539 CUSCINO GEL-AIR 2D 43x43x7,5 cm
- Il cuscino gel air 2D è fabbricato con una base in schiuma modellata viscoelastica (Visco Mouss) e un gel di poliuretano. Il gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la massima riduzione della pressione sulle zone vulnerabili mentre il gel normale e la schiuma aumentano la superficie di contatto e ne attenuano la pressione. La forma del cuscino garantisce una buona posizione durante da seduti e impedisce di scivolare in avanti.

## COMODINI



27665

Misure: 42x40xh 83 cm



27669

Misure: 42x40xh 83 cm



27670

Misure: 45x38xh 76 cm



27671

Misure: 62x42xh 95/115 cm



27679

COMODINI CON TAVOLINO SERVIPRANZO

Telaio principale in lamiera d'acciaio 0,8 mm con bordi arrotondati, verniciato con polveri epossidiche.

Piano in ABS termoformato con bordi rialzati per il contenimento liquidi/oggetti, vano laterale portabottiglie e porta bicchieri. Cassetto scorrevole con vaschetta interna in ABS termoformato estraibile. Frontale cassetto e ante in laminato plastico spessore 10 mm. Maniglie antitrauma. Tavolino servitore in ABS girevole, scorrevole e regolabile in altezza (90-110 cm). Ripiano interno estraibile. Griglie di aerazione sul fondo del comodino. 4 ruote girevoli ø 60 mm di cui 2 con freno.

• 27678 BIFRONTE

• 27679 NORMALE

### COMODINI

Telaio principale in lamiera d'acciaio 0,8 mm verniciato con polveri epossidiche. Piano superiore e cassetto in ABS termoformato antimacchia. Cassetto frontale e ante in laminato plastico (solo cod. 27665-27666), spessore 10 mm. Ripiano interno estraibile. Disponibile in versione destra o in versione sinistra.

- 27669 COMODINO CON CASSETTO ANTA A SINISTRA
- 27665 COMODINO CON CASSETTO E ANTA A SINISTRA
- 27666 COMODINO CON CASSETTO E ANTA A DESTRA

### COMODINI CON CASSETTO E RIPIANO

Costruito in melaminico nobilitato ad alta densità, struttura in lamina di acciaio lucidato con finitura in vetro epossidico 200°. Con cassetto, sportello, ripiano interno removibile e maniglie anti-trauma

- 27670 COMODINO - con piedini
- 27671 COMODINO - con ruote 50mm

Con vano portabottiglie laterale e tavolino servitore.