




POLTRONE RELAX A 1 O 2 MOTORI



45150
o 45155



10 COLORI DISPONIBILI



45161
o 45166

1 motore + alzata



2 motori + alzata



1 motore + alzata



2 motori + alzata



POLTRONE RELAX

Poltrona relax multifunzionale adatta ad ogni necessità. Disponibile in 2 modelli (Beatrice e Betty), 1 o 2 motori e in 10 colori. **Un motore:** due bottoni di controllo per il movimento contemporaneo dello schienale e del poggiatesta.

Codice GIMA	POLTRONA BEATRICE
45150	Beatrice 1 motore - colori a richiesta**
45151	Beatrice 1 motore - beige 2
45155	Beatrice 2 motori - colori a richiesta**
45156	Beatrice 2 motori - beige 2

* Prodotto in stock

** Prodotto disponibile in 15-20 giorni

Due motori: quattro bottoni di controllo per movimento indipendente dello schienale e del poggiatesta. Prodotta in 100% poliestere. Portata 120 kg.

Motore di sollevamento 230V - 50Hz. Disponibile su richiesta 110V - 60 Hz o 230V - 60 Hz. Produzione italiana.

Codice GIMA	POLTRONA BETTY
45160	Betty 1 motore - colore a richiesta**
45161	Betty 1 motore - blu 11
45165	Betty 2 motori - colore a richiesta**
45166	Betty 2 motori - blu 11

SERVIPRANZO



27449

• 27449 TAVOLO SERVIPRANZO

Tavolo servipranzo con struttura tubolare in alluminio lucido. Ripiano superiore in legno laminato bianco, facile da pulire, con bordo in gomma PVC anti-shock. Montato su due piedini in gomma e 2 ruote in plastica Ø 40 mm per consentire un utilizzo confortevole e regolabile. Misure: 110x42x93 cm. Fornito smontato. Produzione italiana.

TAVOLINO SERVITORE



27458

• 27458 TAVOLINO SERVITORE

Realizzato in Tubo d'acciaio, cromato/verniciato a sezione quadra. Il vassoio, regolabile ed inclinabile, è in materiale plastico termoformato anti-shock con vano contenitore per bottiglia, bicchiere e posate. Base fornita di 4 rotelle Ø 50 mm. Altezza regolabile da 80 a 115 cm. Misure: 42x65x80/115 cm. Fornito smontato. Produzione Italiana.

• 27448 TAVOLINO SERVITORE

Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm (2.5"), di cui 2 con freno. Altezza e angolazione regolabili. Fornito smontato.

