


ASTE FLEBO



GIMA code	N	Gancio Materiale	Materiale asta	Altezza regolabile	Materiale base	Peso kg
27839	4	acciaio	Acciaio INOX AISI 304	160-220 cm	acciaio INOX	3,3
27841	2	plastica	Acciaio cromato	160-245 cm	plastica	2,9
27842	4	metallo	Acciaio cromato	160-245 cm	plastica	3,2
27843	2	plastica	Alluminio	158-248 cm	plastica	2,9
27844	4	plastica	Acciaio INOX AISI 304	160-220 cm	acciaio INOX	2,9
27845	2	plastica	Supporto in plastica per cestello flebo - portata 1 kg per gancio			
27846	4	metallo	Supporto in metallo per cestello flebo - portata 1 kg per gancio			
27849	2	acciaio	Supporto in acciaio INOX AISI 304 per cestello flebo			
27847	-		Cestello flebo plastica - confezione da 40 pezzi			
27848			Cestello flebo in acciaio INOX			

ASTA IPODERMOCLISI



- **27856 PIANтана IPODERMOCLISI**
Piantana ad elevazione oleodinamica, porta sacche per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche, con 4 ganci in acciaio inox AISI 304, una base a 5 razze e paracolpi in vipla.
Produzione italiana.

FASCIATOIO

- **27400 FASCIATOIO - colore beige**
Fasciatoio per neonati, con struttura in tubo tondo di alluminio lucido provvisto di due ripiani; piano superiore 115x60 cm, con bordi laterali su tre lati imbottito e rivestito in morbida eco pelle ignifuga e lavabile, piano di appoggio inferiore 100x40 cm, in nobilitato bianco bordato in ABS nero; montato su piedi regolabili.
Portata 60 kg.
Dimensioni: 115x63x85h cm. Peso: 28 kg
Produzione Italiana. Fornito smontato.



CULLA

- **27398 CULLA NEONATI con carrello**
In materiale plastico trasparente neutro in-frangibile con bordi curvi. Completa di fori di areazione. Struttura realizzata in tubo di acciaio laminato a freddo curvato e saldato, verniciato con polveri epossidiche. Telaio dimensionato per l'alloggiamento della culla con la possibilita di inclinazione TR della stessa. Alla base quattro ruote girevoli Ø 80 mm di cui due con freno. Dimensioni 82x53x90h cm. Produzione italiana.
- **27684 CULLA - ricambio**
• **27685 MATERASSO 63x37x5,5 cm - ignifugo**
• **27686 FODERA - impermeabile**



LETTO PEDIATRICO

- **27399 LETTO PEDIATRICO 1-4 anni**
Spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm con piantoncini curvati, predisposte per l'aggancio al telaio rete. Telaio rete in tubo semiovale 40x20 mm fissato alla struttura con bulloni estraibili. Piano rete rigido in tondo saldato alla struttura perimetrale. Sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli su guide in acciaio cromato con dispositivo di sicurezza.
Dimensioni esterne 140x70x130 h cm.
Dimensioni interne 130x65x63 h cm.
Produzione italiana.



- **27687 MATERASSO 125x62x10 cm - ignifugo**
• **27688 FODERA - impermeabile**