


BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG




• 27850 BARELLA TRENDELENBURG

In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 40 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 100 kg. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno). Paraurti in plastica ai 4 angoli. Dimensioni: 65x184 (interne) xh 50-70 cm 72x191 cm (esterne). Produzione italiana.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in skay nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm

BARELLE CORSIA



• 27800 BARELLA PAZIENTE

• 27801 BARELLA PAZIENTE - parte superiore smontabile

Realizzate in tubolare di acciaio e materassino in materiale lavabile ed ignifugo. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm (ingombro 200x64xh80 cm). Portata max: 100 kg. Materasso incluso. Produzione italiana.



Codice GIMA	ACCESSORI BARELLE PAZIENTE non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili - 100xh 28 cm
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta
27813	Cestello per bombola ossigeno

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA



• 27819 BARELLA CORSIA

Caratteristiche principali:

- **Telaio piano rete:** realizzato in tubo d'acciaio a sezione ovale 50x25x1,5 mm, carrello inferiore realizzato in tubo d'acciaio a sezione tonda a diametro differenziato.
- **Maniglia di tiro/spinta:** in tubo d'acciaio sezione Ø 32x1,5 mm
- **Finitura:** Completamente verniciata con polveri epossidiche atossiche a 200°.
- **Piano rete:** a due sezioni in tondino di acciaio elettrosaldato Ø 5 mm a maglie rettangolari; 100x50 mm cromato estraibile.
- **Sezione schienale:** regolabile a mezzo di una cremagliera automatica a 5 posizioni.
- **Ruote:** 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
- **Paracolpi:** ai quattro angoli in resina antiacida, antiurto.
- **Barella con carrello:** la parte superiore della barella può essere asportata per l'inserimento in autolettiga. Misure esterne 202x71xh 90 cm. Altezza netta rete: 78 cm. Portata: 135 kg. Produzione italiana.



Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA non inclusi
27821	Coppia sponde in acciaio cromato, con sistema di fissaggio
27822	Asta portaflebo con due ganci
27823	Cestello in acciaio cromato
27824	Porta bombole in acciaio cromato*
27825	Materasso in skai classe 1 - 182x64x4 cm

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5 cm